

CATÁLOGO DE PRODUCTO

Componentes **PROTÉSICOS**



Avinent dispone de una amplia gama de aditamentos protésicos, componentes de alta precisión totalmente versátiles, compatibles con los la mayoría de marcas del mercado y que ofrece un ajuste inmejorable. Esta nueva línea aporta nuevas soluciones al mercado y está diseñada para facilitar la tarea de los profesionales de la odontología.

ÍNDICE

La calidad se fabrica	4
Acompañamiento de principio a fin	5
Highlights	6
Índice técnico	12
Componentes protésicos	16
Accesorios	76
Tabla de torques	78

La calidad se fabrica

Avinent ha demostrado a lo largo de su trayectoria exigirse el máximo rigor y garantía de calidad en la creación y producción de cada una de sus soluciones. Gracias a esta dedicación de todo el equipo humano, el año 2020 fué de las primeras empresas a nivel europeo y la primera a nivel español en recibir el certificado según la nueva regulación europea de los dispositivos médicos (Medical Device Regulation – MDR). Esta nueva regulación se caracteriza por ser mucho más estricta que la Directiva anterior con el principal objetivo de garantizar la seguridad del paciente.

Todo el equipo de profesionales que compone Avinent tiene presente que el valor que se aporta a la calidad de los productos y la seguridad al aplicarlos en los tratamientos, se traduce en tranquilidad y seguridad del paciente.

Además el concepto de calidad lo lleva implícito todo el proceso de producción, desde los procesos de fabricación, pasando por la seguridad y funcionalidad del producto, hasta instalaciones o la normativa específica para cada país, aplicándolo desde el principio al final con nuestros métodos de control 100%.

Para finalizar este exhaustivo proceso, también disponemos de soporte científico, seguimiento clínico y postcomercialización. En este punto contamos con la ayuda de universidades y centros de investigación en las que Avinent encuentra todo el apoyo necesario para realizar los estudios científicos.

Dentro y fuera de Avinent trabajamos para ofrecer unas soluciones preparadas para ser las más efectivas y competentes del mercado.



Acompañamiento de principio a fin

Avinent ofrece al cliente un soporte de principio a fin. El equipo de atención al cliente, con la primera toma de contacto brinda un buen asesoramiento, un valor que el equipo ofrece ayudando al cliente a tomar la decisión para escoger el mejor producto o la mejor solución, y además trabaja codo con codo con el equipo comercial para ser extremadamente cuidadoso en un aspecto crucial como es la rapidez en la entrega de los pedidos. Por otro lado, los equipos de soporte técnico están preparados para acompañarte de principio a fin en el proceso que necesites, tanto si es un proceso de digitalización mediante equipos digitales, como si un proceso cad cam de restauración.

Siempre con un trato cercano, personal y con la seguridad de estar a tu lado en todo lo que necesites.



Por otro lado, la eshop de Avinent está preparada para que el cliente pueda comprar de una manera fácil, rápida e intuitiva. Pone a tu disposición el portfolio completo de componentes protésicos con todas las conexiones de las marcas más relevantes del mercado para que en un sólo click puedas las soluciones que necesites para tu rehabilitación, con unos plazos de entrega muy reducidos y envíos internacionales.

Además, la eshop también contiene una área de cliente, donde podrás gestionar todas tus facturas, devoluciones, guardar tus carros de la compra para repetirla en el futuro y vigilar el estado de tus envíos.

Todo centralizado, desde un mismo lugar para que comprar en Avinent sea rápido y sencillo para ti.

La familia de componentes protésicos de Avinent

Avinent, gracias a su amplio catálogo de componentes protésicos, tiene la capacidad de asumir todo el proceso de escaneado, diseño y fabricación de estructuras protésicas a partir de todos los sistemas digitales disponibles. La empresa dispone de una extensa librería digital para los softwares de diseño más avanzados, que han sido desarrolladas para la mayoría de marcas y tipos de conexiones del mercado.

La dilatada experiencia en la producción de piezas seriadas de Avinent y los ensayos mecánicos y de ajuste a los que se han sometido los componentes, garantizan un ajuste óptimo para una restauración absolutamente segura gracias a un proceso de proceso de producción controlado al 100%.

El rango de componentes protésicos lo forman:





Pilares de escaneado

Los pilares de escaneado de Avinent utilizan el PEEK certificado médico como material para el cuerpo del pilar, con buenas propiedades de escaneado y que elimina la necesidad de utilizar spray. La base es de acero inoxidable, que permite una perfecta visibilidad en las radiografías periapicales.

La geometría anti-rotacional de la conexión garantiza una correcta inserción y muy buen ajuste. Nuestros pilares de escaneado se pueden esterilizar en autoclave, permitiendo usos repetidos. En las conexiones CC y CC.I de Avinent puedes escoger entre pilares para restauraciones unitarios o múltiples.

Librerías digitales Avinent

Además, con el objetivo de ofrecer una solución digital integral para acercar el flujo digital a odontólogos y laboratorios protésicos, Avinent dispone de una extensa librería digital para los softwares de diseño más avanzados. Las librerías han sido desarrolladas para la mayoría de marcas y tipos de conexiones del mercado, con un sistema multiplataforma abierto a todos los escáneres.

Puedes consultar nuestro catálogo online de librerías digitales en nuestra web: **cadcam.avinent.com/libreríasdigitales**


Para más información, consulta nuestra página web cadcam.avinent.com o contacta con nuestro equipo de soporte técnico comercial.






Toma de impresión

Para cubeta abierta o cubeta cerrada. Para conexión cónica (CC y CC.I) podrá ver los tornillos anodizados en función de la plataforma que esta utilizando (amarillo en plataforma 3,5 y verde en plataforma 4,1)



Análogos

Para modelo impreso o de yeso, imprescindibles para una correcta finalización de la prótesis. Aunque el cuerpo del componente sea idéntico, se utilizará una conexión especial dependiendo del sistema de implante concreto sobre el que se esté trabajando. Utilizamos la precisión del mecanizado para producir nuestros análogos con las mismas tolerancias que los implantes y conseguir la máxima precisión. En el caso de la conexión CC.I encontramos un solo modelo de análogo utilizable para procesos tradicionales o digitales.



Prótesis cementada


Si tu idea es hacer una rehabilitación con prótesis cementada, utilizarás un pilar para cementar que permitirá tratarlo como si fuera un diente natural y conseguir una estética final perfecta en la rehabilitación. Dentro de las prótesis cementadas, tenemos:

- 1 **Pilar cónico recto**
- 2 **Pilar cónico angulado**

Bases de Titanio

Las bases de titanio de Avinent están diseñadas con varias alturas gingivales para preservar al máximo los tejidos blandos y para conseguir unos perfiles de emergencia perfectos para un resultado estético óptimo. Avinent tiene las librerías necesarias para utilizar las bases de titanio en los

principales softwares de diseño y para la mayoría de conexiones de implantes del mercado. Las bases de titanio de Avinent también están disponibles para restauraciones unitarias o múltiples. En la familia de las bases de titanio de Avinent encontramos tres tipos:



1

Bases de titanio clásicas

La primera generación de bases de titanio de Avinent. Sus diferentes alturas gingivales permiten siempre poder encontrar la mejor solución para cada paciente. H4 de altura disponible.

» Tornillo conexión destornillador original.



Además, también contamos con las bases de titanio cónicas, diseñadas para ir siempre sobre transepiteliales. Es una interfase especial que permite abordar casos con mucha divergencia.

2

Bases de titanio tallables

Son la segunda generación de las bases de titanio de Avinent. Están anodizadas en dorado para mejorar la mimetización con los tejidos blandos y además, su altura de cementación es personalizable, con lo que la puedes cortar para adaptar la base al tipo de rehabilitación que tengas que realizar.

» Tornillo conexión destornillador original.

3

Bases de titanio para corrección de angulación


De perfil superior con diseño anatómico, resultan ideales para sectores anteriores y perfectamente funcionales para posteriores. Este sistema integral está diseñado con dos planos anti-rotación y permite la inserción del tornillo con angulación de hasta 30°. Además, igual que las bases de titanio tallables, cuentan con una altura de cementación recortable, para que se ajusten completamente a la restauración a realizar.



» Sistema para corrección de angulación hasta 30°, con destornillador G2 que permite un torque máximo recomendado de 30 Ncm.


Tornillos

Avinent diseña distintos tipos de tornillos dependiendo del caso en que se utilizan. El diseño de cada tornillo es especial para el sistema de implante utilizado para poder utilizar el destornillador de la marca original.



Prótesis atornillada

Quizás tu idea, en cambio, es realizar una rehabilitación con prótesis atornillada ya que es una de las más utilizadas gracias a su recuperabilidad y su fácil mantenimiento. Dentro de las prótesis atornilladas, encontramos:



Pilar provisional


1

(Unitarios y múltiples): Es un componente de conexión directa al implante, diseñado para utilizarse de forma provisional en la restauración protésica y substituir piezas dentales. Disponible de Titanio.

Pilar calcinable

2

Es un componente de conexión directa a implante y es utilizado actualmente por su versatilidad para realizar todo tipo de prótesis sin depender de la posición del implante.



Pilares transepiteliales



Los pilares transepiteliales o transmucosos nos ayudan a confeccionar un tipo de prótesis atornillada sobre pilares, permitiendo trasladar la conexión de la prótesis a nivel paragingival, alejando el micro-gap y la corona-pilar del margen óseo mientras se reestablece hacia apical la anchura biológica, consiguiendo un óptimo sellado mucoso.

Dispone de toda la gama necesaria de aditamentos, además de tapones de confort, para proteger el pilar durante la carga inmediata.

Avinent ofrece pilares transepiteliales de diferentes alturas de cuello que permiten ajustar el pilar al grosor del tejido blando consiguiendo una mayor eficacia quirúrgica y resultados estéticos excepcionales, desde 0.5 mm hasta 5 mm, subministrándose en versiones rectas y anguladas (17°, 24° y 30°). Estas diferentes alturas y angulaciones nos permiten solucionar los casos más comprometidos de forma exitosa, sobretudo en prótesis inmediatas múltiples.

Accesorios

También contamos con un amplio porfolio de accesorios para implantes y componentes que complementa la oferta de aditamentos. Con destornilladores especiales y múltiples soluciones más, nos aseguramos de que Avinent pueda ofrecerte todo lo que necesitas para llevar a cabo tu restauración de principio a fin.




Driver análogos


Esta herramienta permite facilitar la colocación del análogo en el modelo impreso. Su codificación en anodizado de colores mejora y agiliza el trabajo del profesional.

En la página 99 tienes disponible la tabla de compatibilidades entre análogos y drivers.

Avinent®



	External Connection 3,5 4,1 5,1	15
	Internal Connection 3,5 4,1	20
	Conical Connection 3,5 4,1	25
	Conical Connection Iceberg 3,5 4,1	30
	Pearl 3.0 Pearl 3,0	34
	Transepithelial 4,8	37
	Transepithelial slim 3,6	37

Compatible con Nobel Biocare®

	Brånemark System NP RP WP	40
	Replace NP RP WP 6,0	42
	Brånemark Multi-unit NP RP WP	44

	Active 3,0 NP RP WP	46
---	------------------------------	----

Compatible con Straumann®


	Straumann NC RC	49
	Straumann RN WN	52
	SynOcta RN 4,8 WN 6,5	53
	Multi-Base NC 3,5-4,5 RC 4,5-6,5	54

Compatible con Biomet 3i®

	External Connection 3,25 4,0 5,0 6,0	55
	Internal Certain 3,4 4,1 5,0 6,0	56


Compatible con Dentsply®

	Astratech Osseospeed 3,0 3,5-4,0 4,5-5,0	58
---	---	----




Astratech UniAbutment
20° | 45°

60



Ankylos
C Narrow | C

61



Xive
3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 5,5

62



Xive MP
3,4 | 3,8 | 4,5 | 5,5

64

Compatible con **BioHorizons®**



Tapered Internal
3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,7

65

Compatible con **MIS®**



Internal Hexagon
Narrow | Standard |
Wide | Multi-unit

68

Compatible con **Zimmer®**



Tapered Screw-Vent
3,5 | 4,5 | 5,7 | Tapered

70


Compatible con **NeoDent®**



GM® | CM®
GM | Mini Pilar Cónico
Micro Pilar


73

Compatible con **Klockner®**



Essential®
Cone | Octacone
Abutment | Multicone


75



Essential® | VEGA®
NK2® | SK2®

76

Compatible con **Ziacom®**



Zicnic®
NP | RP | WP
Pilar Basic

77

Compatible con **BTI®**



Externa
Tiny | Universal | Plus | Ancha

78



Interna
Universal | Plus | Ancha

79



Interna
Multi-IM

80

Compatible con **CAMLOG®**



Screw-Line
3,3 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 6,0


81



Bar Abutment
4,3 | 6,0


82

Compatible con **Bego Semados®**



Bego Semados
S 3,25-3,75-4,1 | RI 4,5 | S 5,5 **83**

Compatible con **Thommen Medical®**



SPI PF
3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 **84**

Compatible con **Sweden & Martina®**



Premium Kohno
3,3 | 3,8 | 4,25 | 5,0 | 6,0 **85**



Premium Kohno TG W
4,8 | 5,8 **86**

Accesorios

Cajas, destornilladores
i sobredentadura **88**

Kit de fabricación de Pilares
Pre-fresados **90**

Especificaciones técnicas

Torques **94**

Etiquetado **104**

Tabla de compatibilidades
Drivers Análogos **104**



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Avinent®
External Connection
3,5 | 4,1 | 5,1

M 1.8
Plataforma 3,5

M 2.0
Plataforma 4,1

M 2.5
Plataforma 5,1

Pilares de Cicatrización



Pilar de cicatrización



Ø4,0 GH

3,0 0030
4,0 0031
5,0 0032

3,0 3363
4,0 3364
7,0 3365

Ø5,0 GH

3,0 0033
4,0 0034
5,0 0035

3,0 0036
4,0 0037
5,0 0003
7,0 0038

Ø6,0 GH

3,0 0039
4,0 0040
5,0 0041



Pilar de cicatrización anatómico



Ø5,0 GH

3,0 0171
4,0 0172
5,0 0173

3,0 0174
4,0 0175
5,0 0176
7,0 0177

Ø6,0 GH

3,0 0178
4,0 0179
5,0 0180

Postes de Impresión



Cubeta abierta



Implantes Divergentes

0042
0181

0004
0182

0043
0183



Tornillo cubeta abierta

Corto
Largo

0046
0165

0019
0047

0048
0164



Cubeta cerrada



0161
0044

0162
0005

0163
0045

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función del color original de la marca



				M 1.8 Plataforma 3,5	M 2.0 Plataforma 4,1	M 2.5 Plataforma 5,1
Sistema de Transepiteliales						
	Pilar recto monobloque		GH	1,0 2464	1,0 0190	
				2,0 2465	2,0 0193	
				3,0 2466	3,0 0196	
				-	4,0 0199	
				-	5,0 0202	
	New Pilar recto monobloque Slim		GH	2,0 7945	2,0 8094	
				3,0 7946	3,0 8095	
				4,0 8091	4,0 8096	
				5,0 8092	5,0 8097	
 	Pilar recto		GH	-	0,5 0204	
				1,0 2480	1,0 0206	
				2,0 2481	2,0 0209	
				-	3,0 0212	
				-	4,0 0215	
				-	5,0 0218	
 	Pilar angulado		17° GH	2,0 2467	2,0 0257	
				3,0 2468	3,0 0258	
				-	4,0 0259	
				-		
			24° GH	-	3,0 0270	
				-	4,0 0271	
			30° GH	3,0 2472	3,0 0764	
				-	4,0 0297	
				-	5,0 0298	
	Tornillo para pilar angulado			3969	3970	
	Tornillo protésico M 1,40			0306	0306	
	New Tornillo protésico Slim M1,80			8087	8087	

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Avinent®
External Connection
3,5 | 4,1 | 5,1

			M 1.8 Plataforma 3,5		M 2.0 Plataforma 4,1		M 2.5 Plataforma 5,1	
	Tornillo corto ranurado para pilar, puente y estructura		0377		0377		-	
	New Tornillo slim corto ranurado para pilar, puente y estructura		8088		8088		-	
Pilares de Escaneado								
	Pilar de escaneado 		2797		2798		2799	
Análogos								
	Análogo para modelo impreso		2810		2811		2812	
	Análogo para modelo yeso	Corto Largo	0053 0051		0017 0013		0054 0052	
Pilares Provisionales								
	Provisional Titanio 		0144		0015		0145	
			0142		0007		0143	
Bases de Titanio								
	Base de Titanio 	GH	0,8 2815		0,5 2816		0,5 2817	
		GH	0,8 2819		0,5 2820		0,5 2821	
	Base de Titanio Tallables 	GH	1,5 6355 3,0 6356		1,5 6357 3,0 6358		1,5 6359 3,0 6360	
		GH	1,5 6363 3,0 6364		1,5 6365 3,0 6366		1,5 6367 3,0 6368	
	Base de Titanio para corrección de angulación 	GH	0,8 5149 1,8 5150		0,8 5153 1,5 5154		0,5 5157 1,5 6462	
		GH	0,8 5151 1,8 5152		0,8 5155 1,5 5156		0,5 5158 1,5 6463	



				M 1.8			M 2.0			M 2.5				
				Plataforma 3,5				Plataforma 4,1				Plataforma 5,1		
Pilares Pre-fresados														
	Pilar pre-fresado		Ti	4624				4626				4628		
			CrCo	4630				4632				4634		
Pilares de Cementar														
	Pilar cónico recto 		Ø4,5	GH	1,0	1710			1,0	1712			-	
					3,0	1711			3,0	1713			-	
			Ø5,5	GH		-			1,0	1714			-	
						-			3,0	1715			-	
			Ø6,5	GH		-				-			1,0	1716
						-				-			3,0	1717
	Pilar cónico angulado 17° 		Ø4,5	GH	1,0	1718			-				-	
					3,0	1719			-				-	
			Ø5,5	GH		-			1,0	1720			-	
						-			3,0	1721			-	
			Ø6,5	GH		-				-			1,0	1722
						-				-			3,0	1723
Calcinables														
	Calcinable	 			0057				0014				0058	
					0055				0006				0056	
	Calcinable base CrCo 	 			3342				3343				3344	
					3345				3346				3347	
Sobredentadura														
	Pilar Rhein 83		GH	2,0	3478			2,0	3276			2,0	3280	
					-			3,0	3277			-		
			4,0	3479			4,0	3278			4,0	3480		
				-			5,0	3279			-			

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Avinent®
External Connection
3,5 | 4,1 | 5,1

			M 1.8	M 2.0	M 2.5
			Plataforma 3,5	Plataforma 4,1	Plataforma 5,1
 Pilar Locator  GH	-	0,73 0352	-		
	1,0 2458	-	1,0 0358		
	2,0 2459	2,0 0353	2,0 0359		
	3,0 2460	3,0 0354	3,0 0360		
	4,0 2461	4,0 0355	4,0 0361		
	5,0 2462	5,0 0356	5,0 0362		
	-	6,0 0357	-		
 Pilar Locator R-TX  GH	1,0 4957	1,2 4963	1,2 4969		
	2,0 4958	2,0 4964	2,0 4970		
	3,0 4959	3,0 4965	3,0 4971		
	4,0 4960	4,0 4966	4,0 4972		
	5,0 4961	5,0 4967	5,0 4973		
	6,0 4962	6,0 4968	-		
Tornillos					
 Tornillo para pilar 	0076	0010	0077		
 Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio y pilares 	5172	5173	5174		
 Tornillo para puentes y estructuras 	2802	2803	2804		
 Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras 	5178	5179	5180		
 Tornillo reducido para pilar 	0568	0570	0572		



M 1.8

Plataforma 3,5

Plataforma 4,1

Pilares de Cicatrización



Pilar de cicatrización anatómico



Ø3,5 GH

3,0 3370

5,0 3371

7,0 3372

Ø4,5 GH

2,0 0465

3,0 0466

4,0 0467

5,0 0468

7,0 0469

Ø5,5 GH

3,0 0471

4,0 0472

5,0 0473

7,0 0474

Ø6,5 GH

3,0 2737

4,0 2727

5,0 2726



Pilar de cicatrización estético



Ø4,5 GH

2,0 0607

3,0 0608

4,0 0609

5,0 0610

6,0 0611

7,0 0612

Postes de Impresión



Cubeta abierta



0475



Implantes Divergentes

0874



Tornillo cubeta abierta

Corto
Largo

0479

0480



Cubeta cerrada



0477

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.

GH significa altura gingival (Gingival Height)

Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función del color original de la marca



Anti-rotatorio 

Rotatorio 

M 1.8

Plataforma 3,5

Plataforma 4,1

Sistema de Transepiteliales



Pilar recto
monobloque



GH

1,0 0765
2,0 0766
3,0 0767
4,0 0768
5,0 0769



New

Pilar recto
monobloque Slim



GH

1,0 7933
2,0 7934
3,0 7935
4,0 7936
5,0 7937



Pilar recto



GH

1,0 0821
2,0 0822
3,0 0823
4,0 0824
5,0 0825



Pilar angulado



17° GH

2,0 6885
3,0 0808
4,0 0809

24° GH

3,0 0810
4,0 0811

30° GH

3,0 0812
4,0 0813
5,0 0814



Tornillo para pilar
angulado



3971



Tornillo
protésico M 1,40

0306



New

Tornillo protésico
slim M1,80



8087



Tornillo corto
ranurado para
pilar, para puentes
y estructuras

0377



M 1.8

Plataforma 3,5

Plataforma 4,1

New



Tornillo corto
ranurado para
pilar, para puentes
y estructuras slim

8088

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



2801

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2814



Análogo para
modelo yeso

Ø 3,5 0581

Ø 4,1 0585

Pilares Provisionales



Provisional
Titanio



0491

0490

Bases de Titanio



Base de Titanio



GH

0,8 2818

1,3 3035



GH

0,8 2823

1,3 3036



Base de Titanio
Tallables



GH

0,85 6282

1,5 6085

3,0 6086



GH

0,8 6290

1,5 6407

3,0 6408

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.

GH significa altura gingival (Gingival Height)

Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función

del color original de la marca



Anti-rotatorio 

Rotatorio 

M 1.8

Plataforma 3,5

Plataforma 4,1

	Base de Titanio para corrección de angulación		GH	1,0	5159			
				1,8	5160			
			GH	1,0	5161			
				1,8	5162			
Pilares Pre-fresados								
	Pilar pre-fresado		Ti	4619				
			CrCo	4621				
Pilares de Cementar								
	Pilar cónico recto 		Ø4,5	GH	1,0	1724		
					3,0	1725		
			Ø5,5	GH	1,0	1726		
					3,0	1727		
			Ø6,5	GH	5,0	1728		
					3,0	1729		
	Pilar cónico angulado 17° 		Ø4,5	GH	1,0	1730		
					3,0	1731		
			Ø5,5	GH	1,0	1732		
					3,0	1733		
			Ø6,5	GH	5,0	1734		
					3,0	1735		
Calcinables								
	Calcinable	 		0591				
				0589				
	Calcinable base CrCo 	 		3348				
				3349				



M 1.8

Plataforma 3,5

Plataforma 4,1

Sobredentadura



Pilar
Rhein 83



GH

2,0 3282
3,0 3283
4,0 3284
5,0 3285



Pilar
Locator



GH

0 0596
1,0 0597
2,0 0598
3,0 0599
4,0 0600
5,0 0601



Pilar
Locator R-TX



GH

0,5 4975
1,0 4976
2,0 4977
3,0 4978
4,0 4979
5,0 4980
6,0 4981

Tornillos



Tornillo para
pilar



0076



Tornillo para corrección
de angulación de Bases
de Titanio y pilares



5335



Tornillo para
puentes y estructuras



2802



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras



5336



Tornillo reducido
para pilar



0568

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Avinent®
Conical Connection
3,5 | 4,1

M 1.6
Plataforma 3,5

M 2.0
Plataforma 4,1

Pilares de Cicatrización

	Pilar de cicatrización anatómico		Ø4,0	GH	3,0	2988		-	
					5,0	2989		-	
			Ø5,0	GH	3,0	2990		3,0	2998
					5,0	2991		5,0	2999
					7,0	2992		7,0	3000
			Ø4,0	GH	3,0	2993		-	
					5,0	2994		-	
			Ø5,0	GH	3,0	2995		3,0	3473
		5,0			2996		5,0	3474	
		7,0			2997		7,0	3008	
			Ø6,0	GH		-		3,0	3470
						-		5,0	3471
						-		7,0	3472
						-		3,0	3010
						-		5,0	3011
						-		7,0	3012
Postes de Impresión									
	Cubeta abierta				3459		3460		
									
			Implantes Divergentes		3461		3462		
	Tornillo cubeta abierta				3475		3476		
	Cubeta cerrada				3029		3030		
					3031		3032		
Sistema de Transepiteliales									
	Pilar recto monobloque		GH	1,5	3108		1,5	3113	
				2,0	3109		2,0	3114	
				3,0	3110		3,0	3115	
				5,0	3112		5,0	3117	



					M 1.6 Plataforma 3,5	M 2.0 Plataforma 4,1
 New Pilar recto monobloque slim		GH			1,0 7938	
					2,0 7939	
					3,0 7940	
					4,0 7941	
					5,0 8089	
		GH			2,0 3129	2,0 3134
					3,0 3130	3,0 3135
		17°	GH		2,5 7125	2,5 7126
					3,5 3140	3,5 3143
					5,0 3141	5,0 3144
		24°	GH		3,5 3146	3,5 3148
					3,5 3150	3,5 3153
					5,0 3549	5,0 3550
					3967	3968
					0306	0306
					8087	8087
					0377	0377
					8088	8088

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca

¹ Para estructuras a implantes con divergencias de 0° a 10°

² Para estructuras a implantes con divergencias de 10° a 30°



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Avinent®
Conical Connection
3,5 | 4,1

		M 1.6 Plataforma 3,5	M 2.0 Plataforma 4,1
Pilares de Escaneado			
 Pilar de escaneado   0° a 10° ¹  10° a 30° ²		4391	4392
		3080	3081
Análogos			
 Análogo para modelo impreso		3054	3055
 Análogo para modelo yeso		3039	3040
Pilares Provisionales			
 Provisional Titanio   		3009	3015
		3018	3020
Bases de Titanio			
 Base de Titanio   GH  GH		0,8 3048	0,8 3049
		1,8 3066	1,4 3083
		0,8 3050	0,5 3051
		1,25 3067	0,9 3082
 Base de Titanio Tallables   GH  GH		0,8 6283	0,8 6284
		1,5 6087	1,5 6089
		3,0 6088	3,0 6090
		0,8 6291	0,5 6292
		1,5 6409	1,5 6411
		3,0 6410	3,0 6412
 Base de Titanio para corrección de angulación   GH  GH		0,8 5163	0,8 5167
		1,8 5164	1,8 5168
		0,8 5165	0,8 5169
		1,8 5166	1,8 5170



				M 1.6		M 2.0	
				Plataforma 3,5		Plataforma 4,1	
Pilares Pre-fresados							
	Pilar pre-fresado		Ti	4648		4650	
			CrCo	4652		4654	
Pilares de Cementar							
	Pilar cónico recto 		Ø4,0 GH	1,0 3088		-	
				3,0 3089		-	
		Ø5,0 GH	1,0 3090		1,0 3092		
			3,0 3091		3,0 3093		
		Ø6,0 GH	-		1,0 3094		
			-		3,0 3095		
	Pilar cónico angulado 17° 		Ø4,0 GH	1,0 3096		-	
				3,0 3097		-	
		Ø5,0 GH	1,0 3098		1,0 3100		
			3,0 3099		3,0 3101		
		Ø6,0 GH	-		1,0 3102		
			-		3,0 3103		
Calcinables							
	Calcinable base CrCo 	 		3338		3339	
				3340		3341	
Sobredentadura							
	Pilar Rhein 83		GH	2,0 3268		2,0 3272	
				3,0 3269		3,0 3273	
				4,0 3270		4,0 3274	
				5,0 3271		5,0 3275	
	Pilar Locator		GH	1,0 3242		1,0 3247	
				2,0 3243		2,0 3248	
				3,0 3244		3,0 3249	
				4,0 3245		4,0 3250	
				5,0 3246		5,0 3251	

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Avinent®
Conical Connection
3,5 | 4,1

		M 1.6	M 2.0
		Plataforma 3,5	Plataforma 4,1
	Pilar Locator R-TX	 GH	
		1,0 4982	1,0 4988
		2,0 4983	2,0 4989
		3,0 4984	3,0 4990
		4,0 4985	4,0 4991
		5,0 4986	5,0 4992
		6,0 4987	6,0 4993
Tornillos			
	Tornillo para pilar		
		3466	3467
	Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio y pilares		
		5175	5176
	Tornillo para puentes y estructuras		
		3045	3046
	Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras		
		5181	5182



M 1.6

Plataforma 3,5

M 2.0

Plataforma 4,1

Pilares de cicatrización



Pilar de cicatrización recto



Ø3,5 GH

2,0 5922

3,0 5923

5,0 5924

Ø4,0 GH

2,0 5925

3,0 5926

5,0 5927



Pilar de cicatrización anatómico



Ø4,0 GH

2,0 5928

3,0 5929

5,0 5930

Ø5,0 GH

2,0 5931

3,0 5932

5,0 5933

2,0 5934

3,0 5935

5,0 5936

Ø6,0 GH

2,0 5937

3,0 5938

5,0 5939

Postes de Impresión



Cubeta abierta



Implantes Divergentes

5958

3461

5959

3462



Tornillo cubeta abierta

3475

3476



Cubeta cerrada



3031

3032

Sistema de Transepiteliales



Pilar recto monobloque



GH

1,2 5980

3,2 5981

1,2 5982

3,2 5983

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.

GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Avinent®
Conical Connection Iceberg
3,5 | 4,1

		M 1.6		M 2.0	
		Plataforma 3,5		Plataforma 4,1	
	New Pilar recto monobloque slim		GH	1,0 7942 2,0 8090 3,0 7943	
	Pilar recto		GH	1,2 5984	1,2 5985
	Pilar angulado		17° GH 24° GH 30° GH	3,2 5987 3,2 5991 3,2 5995	3,2 5989 3,2 5993 3,2 5997
	Tornillo para pilar angulado			3967	3968
	Tornillo protésico M 1,40			0306	0306
	New Tornillo protésico slim M1,80			8087	8087
	Tornillo corto ranurado para pilar, para puentes y estructuras			0377	0377
	New Tornillo corto ranurado para pilar, para puentes y estructuras slim			8088	8088
Pilares de Escaneado					
	Pilar de escaneado			3080	3081
Análogos					
	Análogo yeso/impreso		Ø del implante	3,5 5942 4,0 5943	4,5 5944 5,0 5945



			M 1.6			M 2.0		
			Plataforma 3,5			Plataforma 4,1		
Pilares Provisionales								
	Provisional Titanio ⊙		5970			5971		
			5972			5973		
Bases de Titanio								
	Base de Titanio Tallables ⊙	 GH	1,2	5950		1,2	5951	
			3,2	6061		3,2	6062	
		 GH	1,2	5952		1,2	5953	
			3,2	6063		3,2	6064	
	Base de Titanio para corrección de angulación ⊙	 GH	1,2	5954		1,2	5955	
			2,2	6466		2,2	6467	
		 GH	1,2	5956		1,2	5957	
			2,2	6468		2,2	6469	
Pilares Pre-fresados								
	Pilar pre-fresado	 Ti	5946			5947		
		CrCo	5948			5949		
Pilares de Cementar								
	Pilar cónico recto ⊙	 Ø3,7 GH	0,6	5962		-		
		Ø4,2 GH	1,0	5963		-		
		Ø4,5 GH		-		1,0	5964	
		Ø5,0 GH		-		1,2	5965	
	Pilar cónico angulado 17° ⊙	 Ø3,7 GH	0,6	5966		-		
		Ø4,2 GH	1,0	5967		-		
		Ø4,5 GH		-		1,0	5968	
		Ø5,0 GH		-		1,2	5969	

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.

GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Avinent®
Conical Connection Iceberg
3,5 | 4,1

		M 1.6 Plataforma 3,5		M 2.0 Plataforma 4,1	
Calcinables					
	Calcinable base		5976		5977
	CrCo 		5978		5979
Sobredentadura					
	Pilar Rhein 83	 GH	2,0 3268		2,0 3272
			3,0 3269		3,0 3273
			4,0 3270		4,0 3274
			5,0 3271		5,0 3275
	Pilar Locator	 GH	1,0 3242		1,0 3247
			2,0 3243		2,0 3248
			3,0 3244		3,0 3249
			4,0 3245		4,0 3250
			5,0 3246		5,0 3251
	Pilar Locator R-TX	 GH	1,0 4982		1,0 4988
			2,0 4983		2,0 4989
			3,0 4984		3,0 4990
			4,0 4985		4,0 4991
			5,0 4986		5,0 4992
			6,0 4987		6,0 4993
Tornillos					
	Tornillo para pilar		3466		3467
	Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio y pilares		5175		5176
	Tornillo para puentes y estructuras		3045		3046
	Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras		5181		5182



M 1.6

Plataforma 3,0**Pilares de Cicatrización**

Pilar de cicatrización



Ø3,5 GH

2,5 6016

3,5 6017

5,5 6018

Ø4,0 GH

2,5 6019

3,5 6020

5,5 6021

Postes de Impresión

Cubeta abierta



5767



Tornillo cubeta abierta

5769



Cubeta cerrada



5808

Pilares de Escaneado

Pilar de escaneado



5344

Análogos

Análogo para modelo impreso

5345



Análogo para modelo yeso

5377

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.

GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función del color original de la marca




Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Avinent®
Pearl 3.0
3,0

M 1.6
Plataforma 3,0

Pilares Provisionales



Provisional
Titanio

5759

Bases de Titanio



Base de Titanio
Tallables

GH

0,9 5346

Pilares Pre-fresados



Pilar pre-fresado

Ti
CrCo

5347
5350

Pilares de Cementar



Pilar cónico
recto

Ø4,0 GH

0,9 5755



Pilar cónico
angulado 17°

Ø3,7 GH

0,9 5757

Calcinables



Calcinable base
CrCo



5763

Sobredentadura



Pilar
Rhein 83

GH

0,8 4166
1,8 4167
2,8 4168



M 1.6

Plataforma 3,0

Tornillos

 Tornillo para pilar 

5348

 Tornillo reducido para pilar (cabeza ranurada) 

5753

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Avinent®
Transepithelial
Slim 3,6 | 4,8

M 1.8
Transepithelial 3,6 Slim
New

M 1.4
Transepithelial 4,8

Postes de Impresión



Cubeta abierta



7927

7928

0316

0315



Cubeta cerrada



-

0318

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



7921

-

5317

2800

Análogos



Análogo para
modelo impreso

7923

2813



Análogo para
modelo yeso

7922

0322

Pilares Provisionales



Provisional
Titanio



7931

7932

0310

0309

Bases de Titanio



Base de Titanio



GH

0,5 2822



Base de Titanio
Cónica



GH

0,3 7924

0,2 4153



Base de Titanio
Tallable



GH



GH

1,0 8103

1,0 8085

0,5 6361

1,5 6362

0,5 6369

1,5 6370



				M 1.8		M 1.4	
				Transepitelial Slim New		Transepitelial 4,8	
 	Base de Titanio para corrección de angulación		GH	1,0	7925	0,5	5187
						1,5	6464
			GH	1,0	7926	0,5	5171
						1,5	6465
Pilares Pre-fresados							
	Pilar pre-fresado	Ti CrCo		8113		5318	
				8114		5319	
Tapón de Confort							
	Tapón de confort			7920		0321	
Calcinables							
	Calcinable					0308	
				7930		0307	
Sobredentadura							
	Pilar Locator		GH	-		3,0	2225
Tornillos							
	Tornillo para pilar			8087		0306	
	Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio y pilares			8086		5177	
	Tornillo para puentes y estructuras			8087		0306	
	Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras			8086		5177	
	Tornillo corto reducido para pilar, puentes y estructuras (cabeza ranurada)	 		8088		0377	

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función del color original de la marca



Componentes
para otras marcas



M 1.6	M 2.0	M 2.5
Brånemark System NP 3.5	Brånemark System RP 4.1	Brånemark System WP 5.1

Sistema de Transepiteliales

 Pilar recto monobloque  GH	1,0	6867	1,0	6870	
	2,0	6868	2,0	6871	
	3,0	6869	3,0	6872	
	-		4,0	6873	
	-		5,0	6874	
 Tornillo protésico M 1,40	1883		1883		
Pilares de Escaneado					
 Pilar de escaneado  	2078		2093		1781
Análogos					
 Análogo para modelo impreso	2101		2609		2610
 Análogo para modelo yeso	1680		2595		2596

Recuerda que:
Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)
 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **Nobel Biocare®**
Brånemark System
NP | RP | WP

			M 1.6	M 2.0	M 2.5	
			Brånemark System NP 3.5	Brånemark System RP 4.1	Brånemark System WP 5.1	
Pilares Provisionales						
	Provisional		6846	6847	6848	
	Titanio		6849	6850	6851	
						
Bases de Titanio						
	Base de Titanio		0,8 1775	0.5 1943	0,5 1776	
			0,8 2232	0.5 2233	0,5 2234	
						
	Base de Titanio Tallables		1,5 6772	1,5 6774	1,5 6776	
			GH	3,0 6773	3,0 6775	3,0 6777
			GH	1,5 6778	1,5 6780	1,5 6782
			GH	3,0 6779	3,0 6781	3,0 6783
	Base de Titanio para corrección de angulación		0,8 6746	0,8 6748	0,5 6750	
			GH	1,8 6747	1,8 6749	1,5 6751
			GH	0,8 6752	0,8 6754	0,5 6756
			GH	1,8 6753	1,8 6755	1,5 6757
						
Pilares Pre-fresados						
	Pilar pre-fresado		4636	4638	4640	
			CrCo	4642	4644	4646
Tornillos						
	Tornillo para pilar		1901	1881	1882	
	Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio y pilares		6704	6010	6011	
	Tornillo para puentes y estructuras		1880	1881	1882	
	Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras		6729	6010	6011	



M 1.8
Replace NP
3.5 Purple

M 2.0
Replace RP
4.3 Yellow

M 2.0
Replace WP
5.0 Blue

M 2.0
Replace
6.0 Green

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



2081

2082

2083

2084

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2102

2103

2104

2105



Análogo para
modelo yeso

1681

1682

1683

1684

Pilares Provisionales



Provisional
Titanio



6838

6839

6840

6841

6842

6843

6844

6845

Bases de Titanio



Base de Titanio



GH



GH

0,8 1981

0,5 1947

0,5 1948

0,5 1949

0,8 2235

0,5 2236

0,5 2237

0,5 2238

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **Nobel Biocare®**
Replace
NP | RP | WP | 6,0

			M 1.8 Replace NP 3.5 Purple	M 2.0 Replace RP 4.3 Yellow	M 2.0 Replace WP 5.0 Blue	M 2.0 Replace 6.0 Green	
 Base de Titanio Tallables 	GH		0,8 6245	0,5 6246	0,5 6247	0,5 6248	
			2,0 6071	2,0 6072	2,0 6764	-	
			3,0 6762	3,0 6763	3,0 6765	-	
	GH		0,8 6261	0,5 6262	0,5 6263	0,5 6264	
			2,0 6766	2,0 6768	2,0 6770	-	
			3,0 6767	3,0 6769	3,0 6771	-	
 Base de Titanio para corrección de angulación 	GH		0,8 5264	0,8 5268	-		
			1,8 5266	1,8 5270	1,8 5272		
	GH		0,8 5265	0,8 5269	-		
			1,8 5267	1,8 5271	1,8 5273		
Pilares Pre-fresados							
 Pilar pre-fresado	Ti		4668	4670	4672	4674	
			4676	4678	4680	4682	
Tornillos							
 Tornillo para pilar			1885	1886	1886	1886	
 Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio y pilares			5308	5309	5309	5309	
 Tornillo para puentes y estructuras			1885	1886	1886	1886	
 Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras			5308	5309	5309	5309	



M 1.4
**Brånemark Multi-unit
NP 3.5**

M 1.4
**Brånemark Multi-unit
RP 4.1**

M 1.8
**Brånemark Multi-unit
WP 5.1**

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



2079

2079

2080

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2611

2611

2136



Análogo para
modelo yeso

2597

2597

2091

Pilares Provisionales



Provisional
Titanio



6853

6853

6852

Bases de Titanio



Base de Titanio



GH

0,5 2259

0,5 2259

0,5 2260



Base de Titanio
Tallables



GH

0,5 6785

0,5 6785

0,5 6784

1,5 6786

1,5 6786

-



Base de Titanio
Cónica



GH

0,8 4160

0,8 4160

-



Base de Titanio
para corrección
de angulación



GH

0,5 6013

0,5 6013

1,0 6758

1,5 6759

1,5 6759

-

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.

GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 

Rotatorio 

Compatible con **Nobel Biocare®**
Brånemark Multi-unit
NP | RP | WP

	M 1.4 Brånemark Multi-unit NP 3.5	M 1.4 Brånemark Multi-unit RP 4.1	M 1.8 Brånemark Multi-unit WP 5.1
Tornillos			
 Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio 	6012	6012	6705
 Tornillo para puentes y estructuras 	1883	1883	1884
 Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras 	6012	6012	6705


M 1.4
Active
3.0 Grey

M 1.6
Active NP
3.5 Purple

M 2.0
Active RP
4.3 | 5.0 Yellow

M 2.0
Active WP
5.5 Blue

Postes de Impresión



Cubeta abierta



6661

6662

6663

Tornillo
cubeta abierta

6664

6665

6666

Sistema de Transepiteliales

Pilar recto
monobloque

GH

1,5 6024
2,0 6025
3,0 6026
5,0 6027

1,5 6028
2,0 6029
3,0 6030
5,0 6031


Pilar angulado



17° GH

2,5 7127
3,5 6178
5,0 6179

2,5 7128
3,5 6182
5,0 6183

30° GH

3,5 6180
5,0 6181

3,5 6184
5,0 6185
Tornillo para pilar
angulado

7148

7149

Tornillo
protésico M1,4

1883

1883

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado

0° a 10°¹10° a 30°²

2845

4395

4396

3986

-

2089

2090

3986

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
 GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
 del color original de la marca

¹ Para estructuras a implantes con divergencias de 0° a 10°

² Para estructuras a implantes con divergencias de 10° a 30°



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **Nobel Biocare®**
Active
3,0 | NP | RP | WP

			M 1.4 Active 3.0 Grey	M 1.6 Active NP 3.5 Purple	M 2.0 Active RP 4.3 5.0 Yellow	M 2.0 Active WP 5.5 Blue	
Análogos							
	Análogo para modelo impreso		2847	2099	2100	3988	
	Análogo para modelo yeso		-	0213	0214	3987	
Pilares Provisionales							
	Provisional Titanio	 		6458 6460	6459 6461	6428 6429	
Titanium bases							
	Base de Titanio	  GH		0,8 1950 1,8 2908	0,8 1951 1,4 2915	0,8 3989 -	
		 GH		0,8 2239 1,25 2928	0,5 2240 0,9 2929	0,5 3990 -	
	Base de Titanio Tallables	  GH	- 1,5 6760 3,0 6761	0,8 6249 1,5 6067 3,0 6068	0,8 6250 1,5 6069 3,0 6070	- 1,5 6371 3,0 6372	
		 GH		0,8 6265 1,5 6373 3,0 6374	0,5 6266 1,5 6375 3,0 6376	- 1,5 6377 3,0 6378	
	Base de Titanio para corrección de angulación	  GH		0,8 5840 1,8 5841 0,8 5842 1,8 5843	0,8 5844 1,8 5845 0,8 5846 1,8 5847	0,8 6470 1,8 6471 0,8 6472 1,8 6473	
Pilares Pre-fresados							
	Pilar pre-fresado	 Ti CrCo	4697 4701	4655 4657	4656 4658	4699 4703	



	M 1.4 Active 3.0 Grey	M 1.6 Active NP 3.5 Purple	M 2.0 Active RP 4.3 5.0 Yellow	M 2.0 Active WP 5.5 Blue	
Tornillos					
 Tornillo para pilar 	2844	1901	1902	1902	
 Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio y pilares 	-	5848	5849	5849	
 Tornillo para puentes y estructuras 	-	1887	1881	1881	
 Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras 	-	5834	5835	5835	

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **Straumann®**
Straumann
NC | RC

M 1.6
Straumann NC 3.3

M 1.6
Straumann RC 4.1 | 4.8

Postes de Impresión



Cubeta abierta



6659

6660



Tornillo
cubeta abierta

6657

6658

Sistema de Transepiteliales



Pilar recto
monobloque



GH

1,5 6032
2,5 6033
3,5 6034

1,5 6035
2,5 6036
3,5 6037



Pilar angulado



17° GH

2,5 6186
3,5 6187

2,5 6190
3,5 6191



30° GH

3,5 6188
4,5 6189

3,5 6192
4,5 6193



Tornillo para pilar
angulado



6232

6233



Tornillo
protésico M 1,40

6238

6238

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



2076

2077

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2097

2098



Análogo para
modelo impreso

0235

0211



			M 1.6		M 1.6	
			Straumann NC 3.3		Straumann RC 4.1 4.8	
Pilares Provisionales						
	Provisional		6430		6431	
	Titanio		6432		6433	
						
Bases de Titanio						
	Base de Titanio		GH	0,9 1954	1,0 1955	
				1,95 2905	-	
			GH	0,8 2243	0,8 2244	
				1,6 2927	-	
	Base de Titanio Tallables		GH	0,9 6254	1,0 6255	
				2,0 6073	-	
				3,0 6074	3,0 6075	
			GH	0,8 6270	0,8 6271	
				2,0 6380	-	
				3,0 6381	3,0 6383	
	Base de Titanio para corrección de angulación		GH	1,8 5277	1,8 5281	
				1,8 5279	1,8 5283	
						
Pilares Pre-fresados						
	Pilar pre-fresado		Ti	4579	4580	
			CrCo	4664	4666	

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 

Rotatorio 

Compatible con **Straumann®**

Straumann

NC | RC

M 1.6

Straumann NC 3.3

M 1.6

Straumann RC 4.1 | 4.8

Tornillos



Tornillo para pilar



1905

1905



Tornillo para corrección de
angulación de Bases de
Titanio y pilares



5748

5748



Tornillo para
puentes y estructuras



1891

1891



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras



5832

5832



Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



2085

2086

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2106

2107



Análogo para
modelo yeso

1685

1686

Bases de Titanio



Base de Titanio



GH



GH

1,0 1952

1,4 1953

1,0 2241

1,4 2242

Pilares Pre-fresados



Pilar pre-fresado



Ti

CrCo

4723

4725

4727

4729

Tornillos



Tornillo para pilar



1903

1903



Tornillo para corrección de
angulación de Bases de
Titanio y pilares



6707

6707



Tornillo para
puentes y estructuras



7076

7076



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras



6731

6731

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **Straumann®**
SynOcta
RN 4,8 | WN 6,5

M 2.0
RN 4.8

M 2.0
WN 6.5

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



2087

2088

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2108

2109



Análogo para
modelo yeso

1687

1688

Bases de Titanio



Base de Titanio



GH



GH

1,0 1960

1,3 1961

1,0 2257

1,3 2258

Tornillos



Tornillo para pilar



1904

1904



Tornillo para
puentes y estructuras



1890

1890



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras



6732

6732



M 1,4
NC 3,5

M 1,4
NC 4,5

M 1,4
RC 4,5

M 1,4
RC 6,5

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado 

2067

2074

2074

2075

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2131

2132

2132

2133

Tornillos



Tornillo para
puentes y estructuras 

1892

1892

1892

1892



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras 

6709

6709

6709

6709

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 

Rotatorio 

Compatible con **Biomet 3i®**

External Connection

3,25 | 4,0 | 5,0 | 6,0

		M 2.0 External 3,25 Purple	M 2.0 External 4,0 Blue	M 2.0 External 5,0 Yellow	M 2.0 External 6,0 Green
Pilares de Escaneado					
 Pilar de escaneado 		1830	2534	2534	2534
Análogos					
 Análogo para modelo impreso		2114	2613	2115	2116
 Análogo para modelo yeso		1693	2599	1694	1695
Bases de Titanio					
 Base de Titanio 	 GH	0,8 1866	0,5 2558	0,5 1867	0,5 1868
	 GH	0,8 2209	0,5 2568	0,5 2210	0,5 2211
Pilares Pre-fresados					
 Pilar pre-fresado 	Ti	4731	4578	4578	4578
	CrCo	4737	4577	4577	4577
Tornillos					
 Tornillo para pilar 		2471	2471	2471	2471
 Tornillo para puentes y estructuras 		2471	2471	2471	2471
 Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras 		6715	6715	6715	6715


M 1.6
**Internal 3,4
Purple**

M 1.6
**Internal 4,1
Blue**

M 1.6
**Internal 5,0
Yellow**

M 1.6
**Internal 6,0
Green**

Postes de Impresión



Cubeta abierta



6667

6668

6669

6670

Tornillo
cubeta abierta

6672

6673

6674

6675

Sistema de Transepiteliales

Pilar recto
monobloque

GH

1,0 6146
2,0 6147
3,0 6148
4,0 6149

1,0 6150
2,0 6151
3,0 6152
4,0 6153


Pilar angulado



17° GH

2,0 6194
4,0 6195
3,0 6196
5,0 6197

2,0 6198
4,0 6199
3,0 6200
5,0 6201

30° GH

Tornillo para pilar
angulado

6234

6235

Tornillo
protésico M 1,40

6239

6239

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



1833

1834

1834

1834

Análogos

Análogo para
modelo impreso

2117

2118

2119

2523

Análogo para
modelo yeso

1696

1697

1698

2522

Pilares Provisionales

Provisional
Titanio

6434

6435

6436

6438

6439

6440



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **Biomet 3i®**
Internal Certain
3,4 | 4,1 | 5,0 | 6,0

				M 1.6 Internal 3,4 Purple		M 1.6 Internal 4,1 Blue		M 1.6 Internal 5,0 Yellow		M 1.6 Internal 6,0 Green		
Bases de Titanio												
	Base de Titanio ⊙		GH	0,8	1869	0,5	1870	0,5	1871	0,5	2519	
				1,35	2914	0,75	2916	-	-			
			GH	0,8	2212	0,5	2213	0,5	2214	0,5	2521	
				1,35	2930	-	-	-	-			
	Base de Titanio Tallables ⊙		GH	0,8	6251	0,5	6252	0,5	6253			
				1,5	6065	1,5	6066	1,5	6386			
				3,0	6384	3,0	6385	3,0	6387			
			GH	0,8	6267	0,5	6268	0,5	6269			
				1,5	6390	1,5	6392	1,5	6394			
				3,0	6391	3,0	6393	3,0	6395			
	Base de Titanio para corrección de angulación ⊙		GH	0,8	5284	0,8	5288	-				
				1,5	5285	1,5	5289	1,5	5292			
			GH	0,8	5286	0,8	5290	-				
				1,5	5287	1,5	5291	1,5	5293			
Pilares Pre-fresados												
	Pilar pre-fresado		Ti CrCo	4733		4735		4735		4735		
				4739		4741		4741		4741		
Tornillos												
	Tornillo para pilar			1510		1510		1510		1510		
	Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio y pilares			5311		5311		5311		-		
	Tornillo para puentes y estructuras			1513		1513		1513		1513		
	Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras			5311		5311		5311		5311		



M 1.4
Osseospeed 3,0
Yellow

M 1.6
Osseospeed 3,5-4,0
Aqua

M 2.0
Osseospeed 4,5-5,0
Lilac

Sistema de Transepiteliales



Pilar recte
 monobloque



GH

1,5 6300
 2,5 6301
 3,5 6302

1,5 6303
 2,5 6304
 3,5 6305



Tornillo
 protésico M 1,40

6243

6243

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



2096

1835

1828

Análogos



Análogo para
 modelo impreso

2120

2121

2122



Análogo para
 modelo yeso

1699

1700

1701

Pilares Provisionales



Provisional
 Titanium



6854

6855

6856

6857

6858

6859

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
 GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
 del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **Dentsply®**
Astratech Osseospeed
3,0 | 3,5-4,0 | 4,5-5,0

			M 1.4 Osseospeed 3,0 Yellow	M 1.6 Osseospeed 3,5-4,0 Aqua	M 2.0 Osseospeed 4,5-5,0 Lilac	
Bases de Titanio						
	Base de Titanio ⊙	 GH	1,0 1962	1,15 1963	0,8 1964	
			2,3 2873	1,85 2907	-	
		 GH	1,0 2245	1,15 2246	0,8 2247	
			2,3 2925	1,85 2926	-	
	Base de Titanio Tallables ⊙	 GH	1,5 6787	1,15 6259	0,8 6260	
		 GH	3,0 6788			
			1,15 6275	0,8 6276		
	Base de Titanio para corrección de angulación ⊙	 GH		1,8 5294	1,8 5298	
		 GH		3,0 5295	-	
				1,8 5296	1,8 5300	
				3,0 5297	-	
Pilares Pre-fresados						
	Pilar pre-fresado	 Ti CrCo	4715	4607	4717	
			4719	4609	4721	
Tornillos						
	Tornillo para pilar		1906	1894	1895	
	Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio y pilares			5312	5313	
	Tornillo para puentes y estructuras		1893	1894	1895	
	Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras		6730	5312	5313	



M 1.4
UniAbutment 20°

M 1.4
UniAbutment 45°

Pilares de Escaneado

 Pilar de escaneado 


1793

1793

Análogos

 Análogo para
modelo impreso

2138

2139

 Análogo para
modelo yeso

2094

2095

Bases de Titanio

 Base de Titanio  GH


0,8 2266

0,8 2267

Tornillo

 Tornillo para
puentes y estructuras 

1941

1941

 Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras 

6706

6706

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **Dentsply®**

Ankylos
C Narrow | C

M 1.6

**Pilar Balance Base
Abutment C Narrow**

M 1.6

**Pilar Balance Base
Abutment C**

Pilar de Escaneado



Pilar de escaneado



1831

1842

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2400

2399

Tornillos



Tornillo para
puentes y estructuras



2365

2365



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras



6721

6721

M 1.4
Xive D 3,0
BrownM 1.6
Xive D 3,4
GreyM 1.6
Xive D 3,8
YellowM 1.6
Xive D 4,5
BlueM 1.6
Xive D 5,5
Red**Pilares de Escaneado**

Pilar de escaneado



2038

2040

2368

2368

2368

AnálogosAnálogo para
modelo impreso

2435

2436

2437

2438

2439

Análogo para
modelo yeso

2421

2422

2423

2424

2425

Bases de TitanioBase de Titanio
Tallables

GH

1,5 7378

1,5 7380

1,5 7382

1,5 7384

3,0 7379

3,0 7381

3,0 7383

3,0 7385



GH

1,5 7386

1,5 7388

1,5 7390

3,0 7387

3,0 7389

3,0 7391

Base de Titanio
para corrección
de angulación

GH

1,5 7485

1,5 7487

1,5 7489

2,5 7486

2,5 7488

2,5 7490



GH

1,5 7491

1,5 7493

1,5 7495

2,5 7492

2,5 7494

2,5 7496

Pilares Pre-fresados

Pilar pre-fresado



Ti

4581

4582

4583

4583

4583

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.

GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función

del color original de la marca



Anti-rotatorio 

Rotatorio 

Compatible con **Dentsply®**

Xive

3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 5,5

			Xive D 3,0 Brown	Xive D 3,4 Grey	Xive D 3,8 Yellow	Xive D 4,5 Blue	Xive D 5,5 Red
Tornillos							
	Tornillo para pilar		2376	2694	2694	2694	2694
	Tornillo para puentes y estructuras		2384	2066	2066	2066	2066
	Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras		6739	6740	6740	6740	6740

M 1.6
Xive MP D 3,4
GreyM 1.6
Xive MP D 3,8
YellowM 1.6
Xive MP D 4,5
BlueM 1.6
Xive MP D 5,5
Red**Pilares de Escaneado**

Pilar de escaneado



2369

2369

2369

2369

AnálogosAnálogo para
modelo impreso

2440

2440

2442

2443

TornillosTornillo para
puentes y estructuras

2379

2379

2379

2379

Tornillo para corrección
de angulación de
estructuras y puentes

6720

6720

6720

6720



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **BioHorizons®**
Tapered Internal
3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,7

M 1.8 - UNF 1-72

**Internal 3,0
Grey**

M 1.8

**Internal 3,5
Yellow**

M 1.8

**Internal 4,5
Green**

M 1.8

**Internal 5,7
Blue**

Postes de Impresión



Cubeta abierta




6683

6684

6685



Tornillo
cubeta abierta

6687

6688

6689

Sistema de Transepiteliales



Pilar recto
monobloque



GH

1,0 6170
2,0 6171
3,0 6172
4,0 6173
5,0 6174

1,0 6175
2,0 6176
3,0 6177
-
-



Pilar angulado




17° GH

30° GH

2,0 6222
3,0 6223
4,0 6224
3,0 6225
4,0 6226
5,0 6227

2,0 6228
3,0 6229
4,0 6230
5,0 6231



Tornillo para pilar
angulado



6883

6884



Tornillo protésico
M 1,40

6242

6242

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado




2713

2625

2626

2627

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2551

2616

2617

2618



			M 1.8 - UNF 1-72 Internal 3,0 Grey	M 1.8 Internal 3,5 Yellow	M 1.8 Internal 4,5 Green	M 1.8 Internal 5,7 Blue	
 Análogo para modelo yeso			-	2601	2602	2603	
Pilares Provisionales							
 Provisional Titanium 	 		6448	6449	6450		
			6451	6452	6453		
Bases de Titanio							
 Base de Titanio 	 GH	-	0,8 2656	0,25 2657	0,25 2658		
		1,3 4599	1,3 2911	-	-		
	 GH	-	0,8 2659	0,25 2660	0,25 2655		
		1,3 4601	1,3 2932	-	-		
 Base de Titanio Tallables 	 GH	-	0,85 6279	0,25 6280	0,25 6281		
		-	1,5 6082	1,5 6084	1,5 6414		
		-	3,0 6083	3,0 6413	3,0 6415		
	 GH	-	0,80 6287	0,25 6288	0,25 6289		
		-	1,5 6416	1,5 6418	1,5 6420		
		-	3,0 6417	3,0 6419	3,0 6421		
		 Base de Titanio para corrección de angulación 	 GH	-	1,0 6046	0,8 6050	0,8 6476
				-	1,8 6047	1,8 6051	1,8 6054
 GH	-		1,0 6048	0,8 6052	0,8 6477		
	-		1,8 6049	1,8 6053	1,8 6055		
Pilares Pre-fresados							
	 Ti CrCo	4762	4744	4763	4764		
		4766	4745	4767	4768		

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 

Rotatorio 

Compatible con **BioHorizons®**

Tapered Internal

3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,7

			M 1.8 - UNF 1-72	M 1.8	M 1.8	M 1.8
			Internal 3,0 Grey	Internal 3,5 Yellow	Internal 4,5 Green	Internal 5,7 Blue
Tornillos						
	Tornillo para pilar		Premill 2712	2632	2632	2632
			Base Ti 4603	-	-	-
	Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio y pilares		-	6057	6057	6057
	Tornillo para puentes y estructuras		2630	2630	2630	2630
	Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras		6737	6060	6060	6060



M 1.6
Narrow Platform
NP 3.3 Yellow

M 1.8
Standard Platform
SP 3.75 | 4.2 Purple

M 1.8
Wide Platform
EP 5.0 | 6.0 Green

M 1.6
Multi-unit Abutment
4.8

Postes de Impresión



Cubeta abierta



6690

6691

Tornillo
cubeta abierta

6692

6693

Sistema de Transepiteliales

Pilar recto
monobloque

GH

1,0 6162
2,0 6163
3,0 6164
4,0 6165
5,0 6166

1,0 6167
2,0 6168
3,0 6169
-
-



Pilar angulado



17° GH

2,0 6212
3,0 6213
4,0 6214

2,0 6218
3,0 6219

30° GH

3,0 6215
4,0 6216
5,0 6217

4,0 6220
5,0 6221

Tornillo para pilar
angulado

6881

6882

Tornillo
protésico M 1,40

6241

6241

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



1872

2628

2629

4827

Análogos

Análogo para
modelo impreso

2073

2619

2620

4836

Análogo para
modelo yeso

-

2604

2605

-

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible with **Mis®**
Internal Hexagon
Narrow | Standard | Wide | Multi-unit

			M 1.6	M 1.8	M 1.8	M 1.6
			Narrow Platform NP 3.3 Yellow	Standard Platform SP 3.75 4.2 Purple	Wide Platform EP 5.0 6.0 Green	Multi-unit Abutment 4.8
Pilares Provisionales						
	Provisional Titanio 			6454	6455	
				6456	6457	
Bases de Titanio						
	Base de Titanio 	 GH		0,8 2661 1,3 2912	0,25 2662 -	
		 GH		0,8 2663 1,3 2933	0,25 2664 -	
	Base de Titanio Tallables 	 GH	1,5 7335 3,0 7336	0,85 6277 1,5 6079 3,0 6080	0,25 6278 1,5 6081 3,0 6422	
		 GH		0,80 6285 1,5 6423 3,0 6424	0,25 6286 1,5 6425 3,0 6426	
		 GH		1,0 6038 1,8 6039	0,8 6042 1,8 6043	
		 GH		1,0 6040 1,8 6041	0,8 6044 1,8 6045	
Pilares Pre-fresados						
	Pilar pre-fresado	 Ti	4778	4746	4779	
		CoCr	4781	4747	4782	
Tornillos						
	Tornillo para pilar		1874	2633	2633	-
	Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio y pilares		-	6056	6056	6059
	Tornillo para puentes y estructuras		-	2631	2631	4388
	Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras		-	6058	6058	6059

M 1.8
**3,5 mm D
Green**M 1.8
**4,5 mm D
Purple**M 1.8
**5,7 mm D
Yellow**M 1.8
**Tapered Screw-Vent
Multi-unit****Postes de Impresión**

Cubeta abierta



6676

6677

6678

Tornillo
cubeta abierta

6680

6681

6682

Sistema de TransepitelialesPilar recto
monobloque

GH

1,0 6157
2,0 6158
3,0 6159
4,0 6160
5,0 61611,0 6154
2,0 6155
3,0 6156
-
-

Pilar angulado



17°

GH

2,0 6202
3,0 6203
4,0 62042,0 6208
3,0 6209

30°

GH

3,0 6205
4,0 6206
5,0 62074,0 6210
5,0 6211Tornillo para pilar
angulado

6236

6237

Tornillo
protésico M 1,40

6240

6240

Pilares de Escaneado

Pilar de escaneado



1786

1782

2057

2275

AnálogosAnálogo para
modelo impreso

2615

2123

2124

2444

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **Zimmer®**
Tapered Screw-Vent
3,5 | 4,5 | 5,7 | Tapered

				M 1.8 3,5 mm D Green		M 1.8 4,5 mm D Purple		M 1.8 5,7 mm D Yellow		M 1.8 Tapered Screw-Vent Multi-unit	
	Análogo para modelo yeso			2600		1702		1703		2430	
Pilares Provisionales											
	Provisional Titanio	 		6446		6442		6443			
				6447		6444		6445			
Bases de Titanio											
	Base de Titanio 		GH	0,8 1965		0,25 1966		0,25 1967			
				1,3 2910		-		-			
			GH	0,8 2248		0,25 2249		0,25 2250			
				1,3 2923		-		-			
	Base de Titanio Tallables 		GH	0,85 6256		0,25 6257		0,25 6258			
				1,5 6076		1,5 6078		1,5 6399			
				3,0 6077		3,0 6398		3,0 6400			
			GH	0,8 6272		0,25 6273		0,25 6274			
				1,5 6401		1,5 6403		1,5 6405			
				3,0 6402		3,0 6404		3,0 6406			
	Base de Titanio para corrección de angulación 		GH	1,0 5827		0,8 5302		0,8 6474			
				1,8 5828		1,8 5303		1,8 5306			
			GH	1,0 5829		0,8 5304		0,8 6475			
				1,8 5830		1,8 5305		1,8 5307			
Pilar Pre-fresado											
	Pilar pre-fresado		Ti CoCr	4742		4754		4756			
				4743		4758		4760			



			M 1.8 3,5 mm D Green	M 1.8 4,5 mm D Purple	M 1.8 5,7 mm D Yellow	M 1.8 Tapered Screw-Vent
Tornillos						
	Tornillo para pilar		1909	1909	1909	-
	Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio y pilares		5320	5320	5320	-
	Tornillo para puentes y estructuras		1896	1896	1896	1942
	Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras		5831	5831	5831	-

Recuerda que:
Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **Neodent®**
GM® | CM®
GM | Mini Pilar Cónico | Micro Pilar

M 1.6
GM
Grand Morse

M 1.4
Mini Pilar Cónico
GM | CM

M 1.4
Micro Pilar
GM | CM

Sistema de Transeptiliales




Pilar recto
monobloque



0,8 8050
1,5 6507
2,5 8051
3,5 6511
4,5 8052
5,5 6513



Pilar angulado



30° GH

3,0 8053
4,0 7167
5,0 7168
4,0 8054
5,0 7169
6,0 7170



Tornillo para pilar
angulado



7171



Tornillo
protésico M 1,40



6516

6517

6518

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



6500

6502

6503

Análogos



Análogo
yeso/impreso

6496

6498

6499

Bases de Titanio



Base de Titanio
Tallables



0,8 8010
1,5 6504
3,0 6505



0,8 8011
1,5 6508
3,0 6509



Base de Titanio
para corrección
de angulación



0,8 8012
1,5 6532
2,5 6533
0,8 8013
1,5 6534
2,5 6535



			M 1.6	M 1.4	M 1.4
			GM	Mini Pilar Cónico	Micro Pilar
			Grand Morse	GM CM	GM CM
Pilar Pre-fresado					
	Pilar pre-fresado	 Ti CoCr	6538		
			6539		
Tornillos					
	Tornillo para pilar		6514		
	Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio y pilares		6519		6520
	Tornillo para Base de Titanio, puentes y estructuras		6515	6517	6518
	Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras		6521	6520	6520

Recuerda que:
Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **Klockner®**

Essential®

Cone | Octacone | Abutment

M 1.8
Essential Cone
4,5

M 1.8
Essential Cone
6,0

M 1.8
Octatone EC 12°
4,5

M 1.8
Octatone EC 12°
6,0

M 1.8
Pilar EC
25°

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado 

6549

6549

6550

6550

6551

Análogos



Análogo
yeso/impreso

6543

6544

6545

6546

6547

Tornillos



Tornillo para pilar 

6522

6522

6541

6541

6542



Tornillo para corrección de
angulación de Bases de
Titanio y pilares 

6585

6585

6586

6586

6588



Tornillo para
puentes y estructuras 

6526

6526

6527

6527

6529



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras 

6589

6589

6590

6590

6592



	M 1.4 Multicone	M 1.6 MV 3,0 Yellow	M 1.6 NV 3,5 Purple	M 1.8 RV 4,0 4,5 Blue Grey	M 1.8 NK2 SK2 4.2
--	--------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Pilares de Escaneado

 Pilar de escaneado 	6552	6617	6618	6619	6613
Análogos					
 Análogo yeso/impreso	6548	6614	6615	6616	6600
Tornillos					
 Tornillo para pilar 	6599	6620	6620	6621	6530
 Tornillo para corrección de angulación de Bases de Titanio y pilares 	6587	-	6624	6625	6609
 Tornillo para puentes y estructuras 	6528	-	6622	6623	6531
 Tornillo para corrección de angulación de puentes y estructuras 	6591	-	6626	6627	6610

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **Ziacom®**

Zinic®

NP | RP | WP | Pilar Basic

M 1.6
NP 3.2 Yellow

M 1.8
RP 3.5 Blue

M 1.8
WP 4.5 Pink

M 1.8
Pilar Basic

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado 

7102

7103

7104

7105

Análogos



Análogo
yeso/impreso

7098

7099

7100

7101

Tornillo



Tornillo para pilar 

7086

7087

7087

7088



Tornillo para corrección de
angulación de Bases de
Titanio y pilares 

-

7093

7093

7094



Tornillo para
puentes y estructuras 

-

7090

7090

7091



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras 

-

7096

7096

7097



M 2.0
**Implante Tiny
3.5 Purple**

M 2.0
**Universal
4.1 Blue**

M 2.0
**Universal Plus
4.1 Yellow**

M 2.0
Ancha

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



2190

2510

2510

2195

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2110

2612

2612

2111



Análogo para
modelo yeso

1689

2598

2598

1690

Bases de Titanio



Base de Titanio



GH

0,8 1862

0,5 2256

0,5 2256

0,5 1863



GH

0,8 2205

0,5 2566

0,5 2566

0,5 2206

Pilares Pre-fresados



Pilar pre-fresado



Ti

CoCr

4770

4578

4578

4772

4774

4577

4577

4776

Tornillo



Tornillo para pilar



0970

2505

2505

2505



Tornillo para
puentes y estructuras



0970

2505

2505

2505



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras



6738

6716

6716

6716

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **BTI®**
Interna
Universal | Plus | Ancha

M 1.8
**Universal
4.1 Blue**

M 1.8
**Universal Plus
4.1 Yellow**

M 1.8
**Ancha
5.5 Green**

Pilar de Escaneado



Pilar de escaneado



2196

2196

2196

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2112

2112

2113



Análogo para
modelo yeso

1691

1691

1692

Bases de Titanio



Base de Titanio



GH

0,5

1864

0,5

1864

0,5

1865



GH

0,5

2207

0,5

2207

0,5

2208

Pilares Pre-fresados



Pilar pre-fresado



Ti

CoCr

4660

4662

4660

4662

4660

4662

Tornillos



Tornillo para pilar



2576

2576

2576



Tornillo para
puentes y estructuras



2576

2576

2576



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras



6717

6717

6717



M 1.4
Multi-IM 4,1

M 1.4
Multi-IM 5,5

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



2197

2363

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2137

2446



Análogo para
modelo yeso

2092

2432

Bases de Titanio



Base de Titanio



GH

0,5 2265

0,5 2445

Tornillos



Tornillo para
puentes y estructuras



1977

1977



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras



6718

6718

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **CAMLOG®**
Screw-Line
3,3 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 6,0

M 1.6
3,3 (Grey)

M 1.6
3,8 (Yellow)

M 1.6
4,3 (Red)

M 2.0
5,0 (Blue)

M 2.0
6,0 (Green)

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



1832

1843

1844

1845

1845

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2126

2127

2128

2129

2130



Análogo para
modelo yeso

1705

1706

1707

1708

1709

Bases de Titanio



Base de Titanio



GH

0,8 1969

08 1970

0,5 1971

0,5 1972

0,5 1973



GH

0,8 2252

0,8 2253

0,5 2254

0,5 2255

0,5 4566

Pilares Pre-fresados



Pilar pre-fresado



Ti

CoCr

4819

4821

4823

4825

4825

-

6293

6294

-

-

Tornillos



Tornillo para pilar



2391

2391

2391

2394

2394



Tornillo para
puentes y estructuras



2367

2367

2367

2370

2370



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras



6742

6742

6742

6743

6743



M 1.6
4,3

M 2.0
6,0

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



2285

2305

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2716

2717

Bases de Titanio



Base de Titanio



GH

0,5 2722

0,5 2723

Tornillos



Tornillo para
puentes y estructuras



2708

2709



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras



6725

6726

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **Bego Semados®**
Bego Semados
S 3,25-3,75-4,1 | RI 3,75-4,1 | RI 4,5 | S 5,5 | RI 5,5

M 1.8
S 3,25-3,75-4,1
RI 3,75 | 4,1

M 1.8
RI 4,5

M 1.8
S 5,5 | RI 5,5

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



1873

1873

1873

Análogos



Análogo para
modelo impreso

2453

2454

2455

Bases de Titanio



Base de Titanio



GH



GH

0,55 2403

0,55 2403

0,10 2404

0,55 2374

0,55 2374

0,10 2375

Pilares Pre-fresados



Pilar pre-fresado



Ti

CrCo

4611

4611

4611

4613

4613

4613

Tornillos



Tornillo para pilar



2537

2537

2537



Tornillo para
puentes y estructuras



2685

2685

2685



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras



6741

6741

6741

M 1.4
PF 3,5
YellowM 1.6
PF 4,0
GreenM 1.6
PF 4,5
BlueM 1.6
PF 5,0
GreyM 1.6
PF 6,0
Purple**Pilares de Escaneado**

Pilar de escaneado



2358

2359

2360

2361

2362

AnálogosAnálogo para
modelo impreso

2347

2348

2349

2350

2354

Pilares Pre-fresados

Pilar pre-fresado



Ti

CrCo

4572

4573

4574

4575

4576

4705

4707

4709

4711

4713

Tornillos

Tornillo para pilar



2396

2397

2397

2397

2397

Tornillo para
puentes y estructuras

2372

2373

2373

2373

2373

Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras

6744

6745

6745

6745

6745

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.

GH significa altura gingival (Gingival Height)

 Tornillo incluidoLos anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Anti-rotatorio 
Rotatorio 

Compatible con **Sweden & Martina®**
Premium Kohno
3,3 | 3,8 | 4,25 | 5,0 | 6,0

M 1.8	M 1.8	M 2.0	M 2.0	M 2.0
PK 3,3 Blue	PK 3,8 Green	PK 4,25 Navy	PK 5,0 Pink	PK 6,0 Grey

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



4426

4413

4515

4532

4532

Análogos



Análogo para
modelo impreso

4428

4415

4517

4534

4563



Análogo para
modelo yeso

4427

4414

4416

4533

4562

Bases de Titanio



Base de Titanio



GH

0,8 4429

0,8 4416

0,8 4518

0,8 4535

0,8 4564



GH

0,8 4430

0,8 4417

0,8 4519

0,8 4536

0,8 4565

Pilares Pre-fresados



Pilar pre-fresado



Ti

CrCo

4431

4437

4520

4537

4537

4432

4438

4521

4538

4538

Tornillos



Tornillo para pilar



4418

4418

4522

4522

4522



Tornillo para
puentes y estructuras



4439

4439

4523

4523

4523



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras



6733

6733

6734

6734

6734



M 1.8
TG M 4,8

M 2.0
TG W 5,8

Pilares de Escaneado



Pilar de escaneado



4486

4505

Análogos



Análogo para
modelo impreso

4488

4507



Análogo para
modelo yeso

4487

4506

Bases de Titanio



Base de Titanio



0,8 4489

0,8 4490

0,8 4508

0,8 4509

Pilares Pre-fresados



Pilar pre-fresado



Ti

CrCo

4491

4492

4510

4511

Tornillos



Tornillo para pilar



4493

4512



Tornillo para
puentes y estructuras



4494

4513



Tornillo para corrección
de angulación de
puentes y estructuras



6735

6736

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.
GH significa altura gingival (Gingival Height)

Tornillo incluido

Los anodizados se realizan en función
del color original de la marca



Accesorios y especificaciones

Accesorios

Destornilladores y otros complementos

Avinent y otras marcas

			Referencia
Box			
	Minibox		0526
	Soporte Minibox		0527
	Llave dinamométrica		0295
Destornilladores y otros			
	Destornillador ISO 1797 (048)	18 mm	0644
		22 mm	0277
		30 mm	0645
	Destornillador para tornillo oro ISO 1797 Rhein 83 Sobredentadura		0263
	Destornillador para tornillo ranurado ISO 1797		0267
	Destornillador para poste impresión cubeta cerrada ISO 1797		0723
	Destornillador para pilar transepitelial slim ISO 1797	22 mm	7944
		30 mm	8093
	Destornillador para pilar transepitelial ISO 1797	22 mm	0328
		30 mm	0726
	Destornillador para pilar transepitelial angulado ISO 1797	25 mm	0804
		30 mm	0648
	Destornillador para corrección de angulación G2	24 mm	5184
		32 mm	5185
	Mango para destornillador ISO 1797	S	0791
		L	0790
	Destornilladores monoblock (048)	S	0274
		L	0275
	Driver nuevo análogo*	M 1,4	7961
		M 1,6	7962
		M 1,8	7963
		M 2,0	7964
		M 2,5	7965

Accesorios sobredentadura Rhein 83®

	Pack procesador (2 unidades)	Divergencias máx. 25°	3317	
	Pack procesador SmartBox	Divergencias máx. 50°	4210	
	SmartBox Housing	Divergencias máx. 50°	4211	
	Herramienta de inserción y extracción		4209	
	Poste de impresión (2 unidades)		3318	
	Análogo		3319	
	Reemplazo macho lila (2,7 Kgf)	Blister de 4 unidades	3322	
	Reemplazo macho blanco (1,8 Kgf)	Blister de 4 unidades	3323	
	Reemplazo macho rosa (1,2 Kgf)	Blister de 4 unidades	3324	
	Reemplazo macho amarillo (0,6 Kgf)	Blister de 4 unidades	3325	
	Reemplazo macho negro (Solo para laboratorios)	Blister de 4 unidades	4695	
	Reemplazo Smart- Box negro (Solo para laboratorios)	Blister de 4 unidades	4212	

Recuerda que:

Las medidas están indicadas en mm.

Todos los pilares de escaneado son válidos para escáner de laboratorio y para escáner intraoral

La disponibilidad de los productos de este catálogo puede variar según el país. Contacte con nosotros para más información

* Ver la tabla de compatibilidades drivers y análogos en la página 99

Accesorios

Sobredentadura

Locator

Referencia

Accesorios sobredentadura Locator®

	Pack procesador (2 unidades)		0368	
	Herramienta principal		0371	
	Poste de impresión	Blister de 4 unidades	0369	
	Análogo	Blister de 4 unidades	0370	
	Reemplazo macho blanco (2,27 Kgf)	Blister de 4 unidades	0363	
	Reemplazo macho rosa (1,36 Kgf)	Blister de 4 unidades	0364	
	Reemplazo macho azul (0,68 Kgf)	Blister de 4 unidades	0365	
	Reemplazo macho verde (divergente)	Blister de 4 unidades	0366	
	Reemplazo macho rojo (divergente ligero)	Blister de 4 unidades	0367	

Referencia

Accesorios sobredentadura Locator R-TX®

	Retención del procesado	Blister de 4 unidades		4998	
	Herramienta principal			5006	
	Poste de impresión	Blister de 4 unidades		5004	
	Réplica	Blister de 4 unidades	GH	3,35 5001	
				4,0 5002	
				5,0 5003	
	Retención zero	Blister de 4 unidades		4994	
	Retención baja	Blister de 4 unidades		4995	
	Retención media	Blister de 4 unidades		4996	
	Retención alta	Blister de 4 unidades		4997	
	Espaciador de procesado	Blister de 4 unidades		5005	
	Aro espaciador	20 unidades		4999	
	Destornillador			5746	
	Capuchón procesado	Blister de 4 unidades		5000	

Accesorios

Premills

Avinent y otras marcas


Kit de fabricación de Pilares Pre-fresados Avinent - 6142

Avinent ha desarrollado el Kit de producción de pilares pre-fresados para hacer el trabajo de sus clientes más fácil y eficiente. El kit contiene todo lo que necesita para operar su equipo de pilares pre-fresados, incluida la posibilidad de producir hasta ocho unidades de titanio o cromo cobalto a la vez.

El kit de producción pilares pre-fresados de Avinent viene en un caja con todos los accesorios disponibles y además incorpora un USB con las estrategias de fresado perfectas para evitar errores desde el primer día. El catálogo de componentes Avinent CAD CAM tiene más de 60 conexiones pre-fresadas diferentes disponibles, ya sea titanio o cromo cobalto, para que pueda realizar todo su trabajo sin excepción.



- Puede fabricar hasta 8 unidades **a la vez**.
- **Alta capacidad** y producción rápida
- **De CAD a CAM:** desarrollado con un enfoque integral de un proceso totalmente digital.
- Se desarrollan **estrategias de fresado** para garantizar un perfil de emergencia de alta calidad.
- **Disponible para** las máquinas de fresado imes-icore CORITEC 350I, imes-icore CORITEC 650I y DMG.



Recuerda que:

* Se necesita un adaptador adicional para usar el Pre-mill Kit de producción para fresadoras DMG.

Cumplimiento de los requisitos de etiquetado

Los productos se suministran con el etiquetado e instrucciones para garantizar un uso seguro y correcto del producto de acuerdo con el uso previsto.

El contenido del etiquetado del producto se ha establecido de acuerdo con los requisitos reglamentarios del Reglamento (UE) 2017/745 y los requisitos de las normas aplicables a productos sanitarios.

Incluye los siguientes símbolos:

	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Código de lote
	Número de referencia
	Marcado CE para productos clase I
	Símbolo CE para productos clase Ir, IIa y IIb
 ifu.avinent.com	Consultar instrucciones de uso
	No estéril
	No reutilizar
	Identificador único de producto
	Data Matrix (UDI - Soporte identificador único de los productos) (01) 08435452ZZZZZZ (Número UDI-DI - GTIN) (10) AVXXXXXXX (Número de lote) (11) YYMMDD (Fecha de fabricación) (240) RRRR (Número de catálogo)
	Indicación de que el producto es un dispositivo médico (Medical Device)
Rx only	Bajo prescripción médica (solo USA)
	Distribuidor
	Importador

Torques recomendados

Especificaciones técnicas

Avinent y otras marcas

Referencia	Compatibilidad	Plataforma	Asentamiento	Métrica	Destornillador	Torque
0076	AVINENT® EC 3,5 & IC 3,5/4,1 Tornillo	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0277 / 0644 / 0645	35
0010	AVINENT® EC 4,1 Tornillo	Ø4,1	Conical	M2,00	0277 / 0644 / 0645	35
0077	AVINENT® EC 5,1 Tornillo	Ø5,1	Conical	M2,50	0277 / 0644 / 0645	35
0570	AVINENT® EC 4,1 Tornillo (Corto)	Ø4,1	Conical	M2,00	0277 / 0644 / 0645	35
0568	AVINENT® EC 3,5 & IC 3,5/4,1 Tornillo (Corto)	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0277 / 0644 / 0645	35
0572	AVINENT® EC 5,1 Tornillo (Corto)	Ø5,1	Conical	M2,50	0277 / 0644 / 0645	35
2802	AVINENT® EC 3,5 & IC 3,5/4,1 Tornillo (Múltiples)	Ø3,5 / Ø4,1	Flat	M1,80	0277 / 0644 / 0645	35
2803	AVINENT® EC 4,1 Tornillo (Múltiples)	Ø4,1	Flat	M2,00	0277 / 0644 / 0645	35
2804	AVINENT® EC 5,1 Tornillo (Múltiples)	Ø5,1	Flat	M2,50	0277 / 0644 / 0645	35
3466	AVINENT® CC 3,5 & CC.I 3,5 Tornillo	Ø3,5	Conical	M1,60	0277 / 0644 / 0645	35
3467	AVINENT® CC 4,1 & CC.I 4,1 Tornillo	Ø4,1	Conical	M2,00	0277 / 0644 / 0645	35
3045	AVINENT® CC 3,5 & CC.I 3,5 Tornillo (Múltiples)	Ø3,5	Flat	M1,60	0277 / 0644 / 0645	35
3046	AVINENT® CC 4,1 & CC.I 4,1 Tornillo (Múltiples)	Ø4,1	Flat	M2,00	0277 / 0644 / 0645	35
5348	AVINENT® PEARL Tornillo	Ø3,5	Conical	M1,60	0277 / 0644 / 0645	35
0306	AVINENT® Transepitelial 4,8 Tornillo	Transepitelial Ø4,8	Flat	M1,40	0277 / 0644 / 0645	15
8087	AVINENT® Transepitelial 3,6 Tornillo	Transepitelial Ø3,6	Flat	M1,80	0277 / 0644 / 0645	30
1901	Nobel® Active NP/Brånemark NP Tornillo	Brånemark NP / Active NP	Conical	M1,60	Original Screwdriver	35
1881	Nobel® Brånemark RP Tornillo	Brånemark RP	Flat	M2,00	Original Screwdriver	35
1882	Nobel® Brånemark WP Tornillo	Brånemark WP	Flat	M2,50	Original Screwdriver	35
1880	Nobel® Brånemark NP Tornillo (Múltiples)	Brånemark NP	Flat	M1,60	Original Screwdriver	35
1885	Nobel® Replace NP Tornillo	Replace NP	Flat	M1,80	Original Screwdriver	35
1886	Nobel® Replace RP/WP/6,0 Tornillo	Replace RP/WP/6,0	Flat	M2,00	Original Screwdriver	35
1883	Nobel® Multi-unit NP/RP Tornillo (Múltiples)	Brånemark Multi-unit NP / RP	Flat	M1,40	Original Screwdriver	15
1884	Nobel® Multi-unit WP Tornillo (Múltiples)	Brånemark Multi-unit WP	Flat	M1,80	Original Screwdriver	35
2844	Nobel® Active 3,0 Tornillo	Active 3,0	Conical	M1,40	Original Screwdriver	15
1902	Nobel® Active RP/WP Tornillo	Active RP/WP	Conical	M2,00	Original Screwdriver	35
1887	Nobel® Active NP Tornillo (Múltiples)	Active NP	Flat	M1,60	Original Screwdriver	35
1903	Straumann® RN/WN Tornillo	RN / WN	Conical	M2,00	Original Screwdriver	35
1904	Straumann® RN/WN synOcta Tornillo	synOcta RN 4,8 / WN 6,5	Conical	M2,00	Original Screwdriver	35
1889	Straumann® RN/WN Tornillo (Múltiples)	RN / WN	Flat	M2,00	Original Screwdriver	35
1890	Straumann® RN/WN synOcta Tornillo (Múltiples)	synOcta RN 4,8 / WN 6,5	Flat	M2,00	Original Screwdriver	35
1905	Straumann® Bone Level NC/RC Tornillo	NC / RC	Conical	M1,60	Original Screwdriver	35
1891	Straumann® Bone Level NC/RC Tornillo (Múltiples)	NC / RC	Flat	M1,60	Original Screwdriver	35
1892	Straumann® Multi-Base NC/RC Tornillo (Múltiples)	Multi-Base NC 3,5 / NC 4,5 / RC 3,5 / RC 4,5	Flat	M1,40	Original Screwdriver	15
2471	Biomet 3i™ Hex 3,25/4,0/5,0/6,0 Tornillo	External 3,25 / 4,0 / 5,0 / 6,0	Flat	M2,00	Original Screwdriver	20
1510	Biomet 3i™ Internal Certain Tornillo	Internal 3,4 / 4,1 / 5,0 / 6,0	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20

1513	Biomet 3i™ Internal Certain Tornillo (Múltiples)	Internal 3,25 / 4,0 / 5,0 / 6,0	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20
1909	Zimmer® TSV 3,5/4,5/5,7mmD Tornillo	TSV 3,5/4,5/5,7	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
1896	Zimmer® TSV 3,5/4,5/5,7mmD Tornillo (Múltiples)	TSV 3,5/4,5/5,7	Flat	M1,80	Original Screwdriver	30
1942	Zimmer® Tapered Abutment Tornillo (Múltiples)	Tapered Screw-Vent	Flat	M1,80	Original Screwdriver	20
2712	BIOHORIZONS® 3,0mm Tornillo	Internal 3,0	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
4603	BIOHORIZONS® 3,0mm Tornillo Base Titano	Internal 3,0	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
2632	BIOHORIZONS® 3,5/4,5/5,7mm Tornillo	Internal 3,5 / 4,5 / 5,7	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
2630	BIOHORIZONS® 3,0/3,5/4,5/5,7mm Tornillo (Múltiples)	Internal 3,0 / 3,5 / 4,5 / 5,7	Flat	M1,80	Original Screwdriver	30
1874	MIS® Internal Hex. Narrow Tornillo	Narrow Platform	Conical	M1,60	Original Screwdriver	30
2633	MIS® Internal Hex. Stndrd/Wide Tornillo	Standard Platform / Wide Platform	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
2631	MIS® Internal Hex. Stndrd/Wide Tornillo (Múltiples)	Standard Platform / Wide Platform	Flat	M1,80	Original Screwdriver	30
4388	MIS® Multi-Unit Tornillo (Múltiples)	MIS Multi-unit	Flat	M1,60	Original Screwdriver	25
1906	Dentsply Astra™ Yellow 3,0 Tornillo	Osseospeed 3,0	Conical	M1,40	Original Screwdriver	15
1894	Dentsply Astra™ Aqua 3,5/4,0 Tornillo	Osseospeed 3,5-4,0	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20
1895	Dentsply Astra™ Lilac 4,5/5,0 Tornillo	Osseospeed 4,5-5,0	Flat	M2,00	Original Screwdriver	25
1893	Dentsply Astra™ Yellow 3,0 Tornillo (Múltiples)	Osseospeed 3,0	Flat	M1,40	Original Screwdriver	15
1941	Dentsply Astra™ 20°/45° UniA Tornillo (Múltiples)	Dentsply UniAbutment 20°	Flat	M1,40	Original Screwdriver	15
2365	Dentsply Ankylos® BBA C/Narrow Tornillo (Múltiples)	Dentsply UniAbutment 45°	Flat	M1,60	Original Screwdriver	15
2376	Dentsply XiVE® D3,0 Tornillo	Xive D 3,0	Conical	M1,40	Original Screwdriver	15
2694	Dentsply XiVE® 3,4/3,8/4,5/5,5 Tornillo	Xive D 3,0 / 3,4 / 3,8 / 4,5 / 5,5	Conical	M1,60	Original Screwdriver	25
2384	Dentsply XiVE® D3,0 Tornillo (Múltiples)	Xive D 3,0	Flat	M1,40	Original Screwdriver	15
2066	Dentsply XiVE® 3,4/3,8/4,5/5,5 Tornillo (Múltiples)	Xive D 3,0 / 3,4 / 3,8 / 4,5 / 5,5	Flat	M1,60	Original Screwdriver	25
2379	Dply XiVE® MP D3,4/3,8/4,5/5,5 Tornillo (Múltiples)	Xive MP D 3,4 / 3,8 / 4,5 / 5,5	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20
0970	BTI® Externa Tiny Tornillo	Tiny	Flat	M2,00	Original Screwdriver	20
2505	BTI® Externa Universal/Wide Tornillo	Universal/Wide	Flat	M2,00	Original Screwdriver	20
2576	BTI® Interna Universal/Wide Tornillo	Universal/Wide	Flat	M1,80	Original Screwdriver	35
1977	BTI® Multi-IM Tornillo (Múltiples)	BTI Multi-IM 4,1 / 5,5	Flat	M1,40	Original Screwdriver	20
2537	BEGO® Ø3,25/3,75/4,1/4,5/5,5 Tornillo	S 3,25-3,75-4,1 RI 3,75 4,1 / RI 4,5 / S 5,5 RI 5,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
2685	BEGO® Ø3,25/3,75/4,1/4,5/5,5 Tornillo (Múltiples)	S 3,25-3,75-4,1 RI 3,75 4,1 / RI 4,5 / S 5,5 RI 5,5	Flat	M1,80	Original Screwdriver	30
2391	Camlog® Screw-Line 3,3/3,8/4,3 Tornillo	3,3 (Grey) / 3,8 (Yellow) / 4,3 (Red)	Conical	M1,60	Original Screwdriver	20
2394	Camlog® Screw-Line Ø5,0/6,0 Tornillo	5,0 (Blue) / 6,0 (Green)	Conical	M2,00	Original Screwdriver	20
2367	Camlog® Screw-Line 3,3/3,8/4,3 Tornillo (Múltiples)	3,3 (Grey) / 3,8 (Yellow) / 4,3 (Red)	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20

Torques recomendados

Especificaciones técnicas

Avinent y otras marcas

2370	Camlog® Screw-Line Ø5,0/6,0 Tornillo (Múltiples)	5,0 (Blue) / 6,0 (Green)	Flat	M2,00	Original Screwdriver	20
2708	Camlog® Bar Abutment Ø4,3 Tornillo (Múltiples)	Bar Abut. 4,3	Flat	M1,60	Original Screwdriver	15
2709	Camlog® Bar Abutment Ø6,0 Tornillo (Múltiples)	Bar Abut. 6	Flat	M2,00	Original Screwdriver	15
2396	©Thommen SPI® PF Ø3,5 Tornillo	PF 3,5	Conical	M1,40	Original Screwdriver	15
2397	©Thommen SPI® Ø4,0/4,5/5,0/6,0 Tornillo	PF 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0	Conical	M1,60	Original Screwdriver	20
2372	©Thommen SPI® PF Ø3,5 Tornillo (Múltiples)	PF 3,5	Flat	M1,40	Original Screwdriver	15
2373	©Thommen SPI® Ø4,0/4,5/5,0/6,0 Tornillo (Múltiples)	PF 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20
4418	S&M Premium Kohno Ø3,3/3,8 Tornillo	PF 3,3 / 3,8	Conical	M1,80	Original Screwdriver	20
4522	S&M Premium Kohno 4,25/5,0/6,0 Tornillo	PF 4,25 / 5,0 / 6,0	Conical	M2,00	Original Screwdriver	20
4439	S&M Premium Kohno Ø3,3/3,8 Tornillo (Múltiples)	PF 3,3 / 3,8	Flat	M1,80	Original Screwdriver	20
4523	S&M Premium Kohno 4,25/5,0/6,0 Tornillo (Múltiples)	PF 4,25 / 5,0 / 6,0	Flat	M2,00	Original Screwdriver	20
4493	S&M Premium Kohno TG M Tornillo	TG M 4,8	Conical	M1,80	Original Screwdriver	20
4512	S&M Premium Kohno TG W Tornillo	TG W 5,8	Conical	M2,00	Original Screwdriver	20
4494	S&M Premium Kohno TG M Tornillo (Múltiples)	TG M 4,8	Flat	M1,80	Original Screwdriver	20
4513	S&M Premium Kohno TG W Tornillo (Múltiples)	TG W 5,8	Flat	M2,00	Original Screwdriver	20
7086	ZIACOM® Zinic® NP Screw	Zinic NP	Conical	M1,60	Original Screwdriver	30
7087	ZIACOM® Zinic® RP/WP Screw	Zinic RP	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
7088	ZIACOM® Zinic® Pilar Basic Screw	Pilar Basic	Conical	M1,80	Original Screwdriver	25
7090	ZIACOM® Zinic® RP/WP Screw (Multiple)	Zinic RP	Flat	M1,80	Original Screwdriver	30
7091	ZIACOM® Zinic® Pilar Basic Screw (Multiple)	Pilar Basic	Flat	M1,80	Original Screwdriver	25
6514	Neodent® GM (Grand Morse) Screw	GM	Conical	M1,60	Original Screwdriver	20
6515	Neodent® GM (Grand Morse) Screw (Multiple)	GM	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20
6516	Neodent® GM (Grand Morse) Prosthetic Screw	GM	Flat	M1,40	Original Screwdriver	10
6517	Neodent® GM Mini Conical Abut. Prosthetic Screw	Mini Abut.	Flat	M1,40	Original Screwdriver	10
6518	Neodent® GM Micro Abut. Prosthetic Screw	Micro Abut.	Flat	M1,40	Original Screwdriver	10
6522	Klockner® Essential® Cone Screw	Essential Cone	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6526	Klockner® Essential® Cone Screw (Multiple)	Essential Cone	Flat	M1,80	Original Screwdriver	25
6527	Klockner® Octacone® EC12o Screw (Multiple)	Essential Octacone	Flat	M1,80	Original Screwdriver	25
6599	Klockner® Multicone Screw	Multicone	Conical	M1,80	Original Screwdriver	15
6528	Klockner® Multicone Screw (Multiple)	Multicone	Flat	M1,40	Original Screwdriver	15
6529	Klockner® Abut. EC25° Screw (Multiple)	Abut. EC25°	Flat	M1,80	Original Screwdriver	25
6530	Klockner® NK2/SK2 Screw	NK2/SK2	Conical	M1,80	Original Screwdriver	25
6531	Klockner® NK2/SK2 Screw (Multiple)	NK2/SK2	Flat	M1,80	Original Screwdriver	25
6541	Klockner® Octacone® EC12o Screw	Essential Octacone	Conical	M1,80	Original Screwdriver	25

6542	Klockner® Abut. EC25° Screw	Abut. EC25°	Conical	M1,80	Original Screwdriver	25
6620	Klockner® VEGA®/+ MV/NV Screw	VEGA MV	Conical	M1,60	Original Screwdriver	25
6621	Klockner® VEGA®/+ RV Screw	VEGA RV	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6622	Klockner® VEGA®/+ NV Screw (Multiple)	VEGA NV	Flat	M1,60	Original Screwdriver	25
6623	Klockner® VEGA®/+ RV Screw (Multiple)	VEGA RV	Flat	M1,80	Original Screwdriver	30

Pilar Transepitelial

Referencia	Compatibilidad	Plataforma	Asentamiento	Métrica	Destornillador	Torque
0190	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH1 (Uniblock)	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0193	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH2 (Uniblock)	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0196	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH3 (Uniblock)	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0199	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH4 (Uniblock)	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0202	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH5 (Uniblock)	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0765	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH1 (Uniblock)	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0328 / 0726	35
0766	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH2 (Uniblock)	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0328 / 0726	35
0767	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH3 (Uniblock)	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0328 / 0726	35
0768	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH4 (Uniblock)	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0328 / 0726	35
0769	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH5 (Uniblock)	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0328 / 0726	35
2464	Pilar Transepitelial EC 3,5 GH1 (Uniblock)	Ø3,5	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
2465	Pilar Transepitelial EC 3,5 GH2 (Uniblock)	Ø3,5	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
2466	Pilar Transepitelial EC 3,5 GH3 (Uniblock)	Ø3,5	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
3108	Pilar Transepitelial CC 3,5 GH1,5 (Uniblock)	Ø3,5	Conical	M1,60	0328 / 0726	35
3109	Pilar Transepitelial CC 3,5 GH2 (Uniblock)	Ø3,5	Conical	M1,60	0328 / 0726	35
3110	Pilar Transepitelial CC 3,5 GH3 (Uniblock)	Ø3,5	Conical	M1,60	0328 / 0726	35
3112	Pilar Transepitelial CC 3,5 GH5 (Uniblock)	Ø3,5	Conical	M1,60	0328 / 0726	35
3113	Pilar Transepitelial CC 4,1 GH1,5 (Uniblock)	Ø4,1	Conical	M2,00	0328 / 0726	35
3114	Pilar Transepitelial CC 4,1 GH2 (Uniblock)	Ø4,1	Conical	M2,00	0328 / 0726	35
3115	Pilar Transepitelial CC 4,1 GH3 (Uniblock)	Ø4,1	Conical	M2,00	0328 / 0726	35

Torques recomendados

Especificaciones técnicas

Avinent y otras marcas

3117	Pilar Transepitelial CC 4,1 GH5 (Uniblock)	Ø4,1	Conical	M2,00	0328 / 0726	35
5980	Pilar Transepitelial CC.I 3,5 GH1,2 (Uniblock)	Ø3,5	Flat	M1,60	0328 / 0726	35
5981	Pilar Transepitelial CC.I 3,5 GH3,2 (Uniblock)	Ø3,5	Flat	M1,60	0328 / 0726	35
5982	Pilar Transepitelial CC.I 4,1 GH1,2 (Uniblock)	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
5983	Pilar Transepitelial CC.I 4,1 GH3,2 (Uniblock)	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0220	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH0,5 Rotatorio	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0222	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH1 Rotatorio	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0225	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH2 Rotatorio	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0228	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH3 Rotatorio	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0231	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH4 Rotatorio	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0234	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH5 Rotatorio	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0816	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH1 Rotatorio	Ø3,5 / Ø4,1	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
0817	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH2 Rotatorio	Ø3,5 / Ø4,1	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
0818	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH3 Rotatorio	Ø3,5 / Ø4,1	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
0819	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH4 Rotatorio	Ø3,5 / Ø4,1	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
0820	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH5 Rotatorio	Ø3,5 / Ø4,1	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
2478	Pilar Transepitelial EC 3,5 GH1 Rotatorio	Ø3,5	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
2479	Pilar Transepitelial EC 3,5 GH2 Rotatorio	Ø3,5	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
3119	Pilar Transepitelial CC 3,5 GH2 Rotatorio	Ø3,5	Flat	M1,60	0328 / 0726	35
3120	Pilar Transepitelial CC 3,5 GH3 Rotatorio	Ø3,5	Flat	M1,60	0328 / 0726	35
3124	Pilar Transepitelial CC 4,1 GH2 Rotatorio	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
3125	Pilar Transepitelial CC 4,1 GH3 Rotatorio	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0204	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH0,5 No Rotatorio	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0206	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH1 No Rotatorio	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0209	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH2 No Rotatorio	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0212	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH3 No Rotatorio	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0215	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH4 No Rotatorio	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35
0218	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH5 No Rotatorio	Ø4,1	Flat	M2,00	0328 / 0726	35

0821	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH1 No Rotatorio	Ø3,5 / Ø4,1	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
0822	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH2 No Rotatorio	Ø3,5 / Ø4,1	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
0823	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH3 No Rotatorio	Ø3,5 / Ø4,1	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
0824	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH4 No Rotatorio	Ø3,5 / Ø4,1	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
0825	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH5 No Rotatorio	Ø3,5 / Ø4,1	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
2480	Pilar Transepitelial EC 3,5 GH1 No Rotatorio	Ø3,5	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
2481	Pilar Transepitelial EC 3,5 GH2 No Rotatorio	Ø3,5	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
3129	Pilar Transepitelial CC 3,5 GH2 No Rotatorio	Ø3,5	Flat	M1,60	0328 / 0726	35
3130	Pilar Transepitelial CC 3,5 GH3 No Rotatorio	Ø3,5	Flat	M1,60	0328 / 0726	35
3134	Pilar Transepitelial CC 4,1 GH2 No Rotatorio	Ø4,1	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
3135	Pilar Transepitelial CC 4,1 GH3 No Rotatorio	Ø4,1	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
5984	Pilar Transepitelial CC.I 3,5 GH1,2 No Rotatorio	Ø3,5	Flat	M1,60	0328 / 0726	35
5985	Pilar Transepitelial CC.I 4,1 GH1,2 No Rotatorio	Ø4,1	Flat	M1,80	0328 / 0726	35
8094	Pilar Transepitelial EC 4,1 GH2 (Uniblock)	Ø4,1	Flat	M2,0	7944 / 8093	35
7933	Pilar Transepitelial IC 3,5/4,1 GH1 (Uniblock)	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	7944 / 8093	35
7945	Pilar Transepitelial EC 3,5 GH2 (Uniblock)	Ø3,5	Flat	M1,80	7944 / 8093	35
7938	Pilar Transepitelial CC 3,5 GH1 (Uniblock)	Ø3,5	Conical	M1,60	7944 / 8093	35
6024	Nobel Biocare® Active NP Pil. Transep. GH1,5 (Uniblock)	Active NP	Conical	M1,60	Original Screwdriver	35
6025	Nobel Biocare® Active NP Pilar Transep. GH2 (Uniblock)	Active NP	Conical	M1,60	Original Screwdriver	35
6026	Nobel Biocare® Active NP Pilar Transep. GH3 (Uniblock)	Active NP	Conical	M1,60	Original Screwdriver	35
6027	Nobel Biocare® Active NP Pilar Transep. GH5 (Uniblock)	Active NP	Conical	M1,60	Original Screwdriver	35
6028	Nobel Biocare® Active RP Pil. Transep. GH1,5 (Uniblock)	Active RP	Conical	M2,00	Original Screwdriver	35
6029	Nobel Biocare® Active RP Pilar Transep. GH2 (Uniblock)	Active RP	Conical	M2,00	Original Screwdriver	35
6030	Nobel Biocare® Active RP Pilar Transep. GH3 (Uniblock)	Active RP	Conical	M2,00	Original Screwdriver	35
6031	Nobel Biocare® Active RP Pilar Transep. GH5 (Uniblock)	Active RP	Conical	M2,00	Original Screwdriver	35
6867	Nobel Biocare® Brånemark NP Pilar Transep. GH1 (Uniblock)	Brånemark NP	Flat	M1,60	Original Screwdriver	35
6868	Nobel Biocare® Brånemark NP Pilar Transep. GH2 (Uniblock)	Brånemark NP	Flat	M1,60	Original Screwdriver	35
6869	Nobel Biocare® Brånemark NP Pilar Transep. GH3 (Uniblock)	Brånemark NP	Flat	M1,60	Original Screwdriver	35

Torques recomendados

Especificaciones técnicas

Avinent y otras marcas

6874	Nobel Biocare® Brånemark RP Pilar Transep. GH5 (Uniblock)	Brånemark RP	Flat	M2,00	Original Screwdriver	35
6032	Straumann® Bone Level NC Pil. Transep. GH1,5 (Uniblock)	NC	Conical	M1,60	Original Screwdriver	35
6033	Straumann® Bone Level NC Pil. Transep. GH2,5 (Uniblock)	NC	Conical	M1,60	Original Screwdriver	35
6034	Straumann® Bone Level NC Pil. Transep. GH3,5 (Uniblock)	NC	Conical	M1,60	Original Screwdriver	35
6035	Straumann® Bone Level RC Pil. Transep. GH1,5 (Uniblock)	RC	Conical	M1,60	Original Screwdriver	35
6036	Straumann® Bone Level RC Pil. Transep. GH2,5 (Uniblock)	RC	Conical	M1,60	Original Screwdriver	35
6037	Straumann® Bone Level RC Pil. Transep. GH3,5 (Uniblock)	RC	Conical	M1,60	Original Screwdriver	35
6146	Biomet 3i™ Certain 3,4 Pilar Transep. GH1 (Uniblock)	Internal 3,4	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20
6147	Biomet 3i™ Certain 3,4 Pilar Transep. GH2 (Uniblock)	Internal 3,4	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20
6148	Biomet 3i™ Certain 3,4 Pilar Transep. GH3 (Uniblock)	Internal 3,4	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20
6149	Biomet 3i™ Certain 3,4 Pilar Transep. GH4 (Uniblock)	Internal 3,4	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20
6150	Biomet 3i™ Certain 4,1 Pilar Transep. GH1 (Uniblock)	Internal 4,1	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20
6151	Biomet 3i™ Certain 4,1 Pilar Transep. GH2 (Uniblock)	Internal 4,1	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20
6152	Biomet 3i™ Certain 4,1 Pilar Transep. GH3 (Uniblock)	Internal 4,1	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20
6153	Biomet 3i™ Certain 4,1 Pilar Transep. GH4 (Uniblock)	Internal 4,1	Flat	M1,60	Original Screwdriver	20
6157	Zimmer® TSV 3,5mmD Pilar Transep. GH1 (Uniblock)	TSV 3,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6158	Zimmer® TSV 3,5mmD Pilar Transep. GH2 (Uniblock)	TSV 3,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6159	Zimmer® TSV 3,5mmD Pilar Transep. GH3 (Uniblock)	TSV 3,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6160	Zimmer® TSV 3,5mmD Pilar Transep. GH4 (Uniblock)	TSV 3,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6161	Zimmer® TSV 3,5mmD Pilar Transep. GH5 (Uniblock)	TSV 3,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6154	Zimmer® TSV 4,5mmD Pilar Transep. GH1 (Uniblock)	TSV 4,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6155	Zimmer® TSV 4,5mmD Pilar Transep. GH2 (Uniblock)	TSV 4,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6156	Zimmer® TSV 4,5mmD Pilar Transep. GH3 (Uniblock)	TSV 4,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6170	BIOHORIZONS® 3,5mm Pilar Transep. GH1 (Uniblock)	Internal 3,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6171	BIOHORIZONS® 3,5mm Pilar Transep. GH2 (Uniblock)	Internal 3,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6172	BIOHORIZONS® 3,5mm Pilar Transep. GH3 (Uniblock)	Internal 3,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6173	BIOHORIZONS® 3,5mm Pilar Transep. GH4 (Uniblock)	Internal 3,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6174	BIOHORIZONS® 3,5mm Pilar Transep. GH5 (Uniblock)	Internal 3,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30

6175	BIOHORIZONS® 4,5mm Pilar Transep. GH1 (Uniblock)	Internal 4,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6176	BIOHORIZONS® 4,5mm Pilar Transep. GH2 (Uniblock)	Internal 4,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6177	BIOHORIZONS® 4,5mm Pilar Transep. GH3 (Uniblock)	Internal 4,5	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6162	MIS® Internal Hex. Standard Pilar Transep. GH1 (Uniblock)	Standard Platform	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6163	MIS® Internal Hex. Standard Pilar Transep. GH2 (Uniblock)	Standard Platform	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6164	MIS® Internal Hex. Standard Pilar Transep. GH3 (Uniblock)	Standard Platform	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6165	MIS® Internal Hex. Standard Pilar Transep. GH4 (Uniblock)	Standard Platform	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6166	MIS® Internal Hex. Standard Pilar Transep. GH5 (Uniblock)	Standard Platform	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6167	MIS® Internal Hex. Wide Pilar Transep. GH1 (Uniblock)	Wide Platform	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6168	MIS® Internal Hex. Wide Pilar Transep. GH2 (Uniblock)	Wide Platform	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6169	MIS® Internal Hex. Wide Pilar Transep. GH3 (Uniblock)	Wide Platform	Conical	M1,80	Original Screwdriver	30
6300	Dentsply Astra™ Aqua 3,5/4,0 Pil. Transep. GH1,5 (Uniblock)	Osseospeed 3,5-4,0	Conical	M1,60	Original Screwdriver	20
6301	Dentsply Astra™ Aqua 3,5/4,0 Pil. Transep. GH2,5 (Uniblock)	Osseospeed 3,5-4,0	Conical	M1,60	Original Screwdriver	20
6302	Dentsply Astra™ Aqua 3,5/4,0 Pil. Transep. GH3,5 (Uniblock)	Osseospeed 3,5-4,0	Conical	M1,60	Original Screwdriver	20
6303	Dentsply Astra™ Lilac 4,5/5,0 Pil. Transep. GH1,5 (Uniblock)	Osseospeed 4,5-5,0	Conical	M2,00	Original Screwdriver	25
6304	Dentsply Astra™ Lilac 4,5/5,0 Pil. Transep. GH2,5 (Uniblock)	Osseospeed 4,5-5,0	Conical	M2,00	Original Screwdriver	25
6305	Dentsply Astra™ Lilac 4,5/5,0 Pil. Transep. GH3,5 (Uniblock)	Osseospeed 4,5-5,0	Conical	M2,00	Original Screwdriver	25

Pilar Rhein 83

Referencia	Compatibilidad	Plataforma	Asentamiento	Métrica	Destornillador	Torque
3268	RHEIN83® Pilar CC/CC.I 3,5 GH2	Ø3,5	Conical	M1,60	0263	25
3269	RHEIN83® Pilar CC/CC.I 3,5 GH3	Ø3,5	Conical	M1,60	0263	25
3270	RHEIN83® Pilar CC/CC.I 3,5 GH4	Ø3,5	Conical	M1,60	0263	25
3271	RHEIN83® Pilar CC/CC.I 3,5 GH5	Ø3,5	Conical	M1,60	0263	25
3272	RHEIN83® Pilar CC/CC.I 4,1 GH2	Ø4,1	Conical	M2,00	0263	25
3273	RHEIN83® Pilar CC/CC.I 4,1 GH3	Ø4,1	Conical	M2,00	0263	25
3274	RHEIN83® Pilar CC/CC.I 4,1 GH4	Ø4,1	Conical	M2,00	0263	25
3275	RHEIN83® Pilar CC/CC.I 4,1 GH5	Ø4,1	Conical	M2,00	0263	25
3478	RHEIN83® Pilar EC 3,5 GH2	Ø3,5	Flat	M1,80	0263	25
3479	RHEIN83® Pilar EC 3,5 GH4	Ø3,5	Flat	M1,80	0263	25
3276	RHEIN83® Pilar EC 4,1 GH2	Ø4,1	Flat	M2,00	0263	25
3277	RHEIN83® Pilar EC 4,1 GH3	Ø4,1	Flat	M2,00	0263	25

Torques recomendados

Especificaciones técnicas

Avinent y otras marcas

3278	RHEIN83® Pilar EC 4,1 GH4	Ø4,1	Flat	M2,00	0263	25
3279	RHEIN83® Pilar EC 4,1 GH5	Ø4,1	Flat	M2,00	0263	25
3280	RHEIN83® Pilar EC 5,1 GH2	Ø5,1	Flat	M2,50	0263	25
3480	RHEIN83® Pilar EC 5,1 GH4	Ø5,1	Flat	M2,50	0263	25
3282	RHEIN83® Pilar IC 3,5/4,1 GH2	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0263	25
3283	RHEIN83® Pilar IC 3,5/4,1 GH3	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0263	25
3284	RHEIN83® Pilar IC 3,5/4,1 GH4	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0263	25
3285	RHEIN83® Pilar IC 3,5/4,1 GH5	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0263	25
4166	RHEIN83® Pilar PEARL Ø2,5 GH0,8	PEARL	Flat	M1,60	0263	25
4167	RHEIN83® Pilar PEARL Ø2,5 GH1,8	PEARL	Flat	M1,60	0263	25
4168	RHEIN83® Pilar PEARL Ø2,5 GH2,8	PEARL	Flat	M1,60	0263	25

Pilar Locator

Referencia	Compatibilidad	Plataforma	Asentamiento	Métrica	Destornillador	Torque
2458	LOCATOR® Pilar EC 3,5 GH1 (01916)	Ø3,5	Flat	M1,80	0371	30
2459	LOCATOR® Pilar EC 3,5 GH2 (01917)	Ø3,5	Flat	M1,80	0371	30
2460	LOCATOR® Pilar EC 3,5 GH3 (01918)	Ø3,5	Flat	M1,80	0371	30
2461	LOCATOR® Pilar EC 3,5 GH4 (01919)	Ø3,5	Flat	M1,80	0371	30
2462	LOCATOR® Pilar EC 3,5 GH5 (01920)	Ø3,5	Flat	M1,80	0371	30
0352	LOCATOR® Pilar EC 4,1 GH0,73 (8681)	Ø4,1	Flat	M2,00	0371	30
0353	LOCATOR® Pilar EC 4,1 GH2 (8682)	Ø4,1	Flat	M2,00	0371	30
0354	LOCATOR® Pilar EC 4,1 GH3 (8683)	Ø4,1	Flat	M2,00	0371	30
0355	LOCATOR® Pilar EC 4,1 GH4 (8684)	Ø4,1	Flat	M2,00	0371	30
0356	LOCATOR® Pilar EC 4,1 GH5 (8685)	Ø4,1	Flat	M2,00	0371	30
0357	LOCATOR® Pilar EC 4,1 GH6 (8696)	Ø4,1	Flat	M2,00	0371	30
0358	LOCATOR® Pilar EC 5,1 GH1 (8825)	Ø5,1	Flat	M2,50	0371	30
0359	LOCATOR® Pilar EC 5,1 GH2 (8826)	Ø5,1	Flat	M2,50	0371	30
0360	LOCATOR® Pilar EC 5,1 GH3 (8827)	Ø5,1	Flat	M2,50	0371	30
0361	LOCATOR® Pilar EC 5,1 GH4 (8828)	Ø5,1	Flat	M2,50	0371	30
0362	LOCATOR® Pilar EC 5,1 GH5 (8829)	Ø5,1	Flat	M2,50	0371	30
0596	LOCATOR® Pilar IC 3,5/4,1 GH0 (2025)	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0371	30
0597	LOCATOR® Pilar IC 3,5/4,1 GH1 (2026)	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0371	30
0598	LOCATOR® Pilar IC 3,5/4,1 GH2 (2027)	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0371	30

0599	LOCATOR® Pilar IC 3,5/4,1 GH3 (2028)	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0371	30
0600	LOCATOR® Pilar IC 3,5/4,1 GH4 (2029)	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0371	30
0601	LOCATOR® Pilar IC 3,5/4,1 GH5 (2030)	Ø3,5 / Ø4,1	Conical	M1,80	0371	30
3242	LOCATOR® Pilar CC/CC.I 3,5 GH1 (2069)	Ø3,5	Conical	M1,60	0371	30
3243	LOCATOR® Pilar CC/CC.I 3,5 GH2 (2070)	Ø3,5	Conical	M1,60	0371	30
3244	LOCATOR® Pilar CC/CC.I 3,5 GH3 (2071)	Ø3,5	Conical	M1,60	0371	30
3245	LOCATOR® Pilar CC/CC.I 3,5 GH4 (2072)	Ø3,5	Conical	M1,60	0371	30
3246	LOCATOR® Pilar CC/CC.I 3,5 GH5 (2073)	Ø3,5	Conical	M1,60	0371	30
3247	LOCATOR® Pilar CC/CC.I 4,1 GH1 (2075)	Ø4,1	Conical	M2,00	0371	30
3248	LOCATOR® Pilar CC/CC.I 4,1 GH2 (2076)	Ø4,1	Conical	M2,00	0371	30
3249	LOCATOR® Pilar CC/CC.I 4,1 GH3 (2077)	Ø4,1	Conical	M2,00	0371	30
3250	LOCATOR® Pilar CC/CC.I 4,1 GH4 (2078)	Ø4,1	Conical	M2,00	0371	30
3251	LOCATOR® Pilar CC/CC.I 4,1 GH5 (2079)	Ø4,1	Conical	M2,00	0371	30
2225	LOCATOR® Pilar Transep, 4,8 (8909-2)	Transepital Ø4,8	Flat	M1,40	0371	30

Pilar Locator R-TX

Referencia	Compatibilidad	Plataforma	Asentamiento	Métrica	Destornillador	Torque
4957	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 3,5 GH1 (32505-01)	Ø3,5	Flat	M1,80	5746	30
4958	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 3,5 GH2 (32505-02)	Ø3,5	Flat	M1,80	5746	30
4959	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 3,5 GH3 (32505-02)	Ø3,5	Flat	M1,80	5746	30
4960	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 3,5 GH4 (32505-02)	Ø3,5	Flat	M1,80	5746	30
4961	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 3,5 GH5 (32505-02)	Ø3,5	Flat	M1,80	5746	30
4962	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 3,5 GH6 (32505-02)	Ø3,5	Flat	M1,80	5746	30
4963	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 4,1 H1,2 (30511-01)	Ø4,1	Flat	M2,00	5746	30
4964	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 4,1 GH2 (30511-02)	Ø4,1	Flat	M2,00	5746	30
4965	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 4,1 GH3 (30511-03)	Ø4,1	Flat	M2,00	5746	30
4966	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 4,1 GH4 (30511-04)	Ø4,1	Flat	M2,00	5746	30
4967	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 4,1 GH5 (30511-05)	Ø4,1	Flat	M2,00	5746	30

Drivers Análogos

Cuadro de especificaciones

Avinent y otras marcas

4968	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 4,1 GH6 (30511-06)	Ø4,1	Flat	M2,00	5746	30
4969	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 5,1 H1,2 (30512-01)	Ø5,1	Flat	M2,50	5746	30
4970	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 5,1 H2 (30512-02)	Ø5,1	Flat	M2,50	5746	30
4971	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 5,1 GH3 (30512-03)	Ø5,1	Flat	M2,50	5746	30
4972	LOCATOR R-Tx® Pilar EC 5,1 GH4 (30512-04)	Ø5,1	Flat	M2,50	5746	30

Tabla compatibilidades drivers análogos

Driver 7961 M1,40	Analogs
	6322 6820
	6811
	6862
	6865
	6866
	6498
	6499
	6548

Driver 7962 M1,60	Analogs	
	6324 6342	6333
	6326	6816
	6328	6863
	6329	6496
	6330	6614
	6331	6615
	6332	7098
	5942	5943

Driver 7964 M2,0	Analogs
	6320 6818 7025 7304
	6325 6343
	6327
	6813
	6814
	6815
	6864
	5944
	5945

Driver 7963 M1,80	Analogs	
	6319	6543
	6323 7099	6544
	6334 6337 6340	6545
	6335	6546
	6336	6547
	6338 6341	6600
	6339	6616
	6812	7100
	6817	7101
	6878	

Driver 7965 M2,5	Analogs
	6321 6819





Carretera de Navarces, 107
Pol. Industrial Santa Anna I
08251 Santpedor (Barcelona) - España
T. (+34) 93 827 34 65
www.avinent.com - avinent@avinent.com



Management
System
ISO 13485:2016
www.tuv.com

